

VOCO

VOCO Profluorid Varnish

ES

Laca dental desensibilizante con fluoruros

Instrucciones de uso

Descripción del producto:

VOCO Profluorid Varnish es una laca dental desensibilizante que contiene fluoruros para el tratamiento superficial de esmalte y dentina.

VOCO Profluorid Varnish se adhiere a superficies húmedas y es tolerante a humedad restante y saliva.

VOCO Profluorid Varnish es una suspensión etanólica de colofonia con aroma artificial y el efecto endulzado de xilitol.

1 ml de **VOCO Profluorid Varnish** contiene 50 mg de fluoruro de sodio equivalente a 22,6 mg de fluoruro.

Indicaciones:

VOCO Profluorid Varnish está indicado para:

1. el tratamiento de dientes hipersensibles
2. el sellado de túbulos dentinarios para preparaciones de cavidad o en superficies radiculares sensibles

Métodos de uso:

Dosificación recomendada

- **Tratamiento en pacientes con dientes de leche**
Usar aprox. 0,25 ml de **VOCO Profluorid Varnish**
- **Tratamiento de pacientes con dentición mixta o dentadura fija**
aprox. 0,40 ml **VOCO Profluorid Varnish**

Aplicar una película fina de **VOCO Profluorid Varnish** en el tejido dental duro. Una película más gruesa se desprende más fácil y no mejora las ventajas terapéuticas.

Por experiencia, la cantidad requerida está entre 0,25 ml y 0,40 ml para un set completo de dientes.

Aplicación:

1. Límpiase bien el tártaro de las áreas a tratar.
2. Para mejores resultados, elimínese completamente la humedad/saliva excedentes de la superficie a tratar.
3. Aplíquese uniformemente **VOCO Profluorid Varnish** de modo que esté cubierta la superficie completa con una película fina.
4. Humedecer las superficies a tratar (o bien con enjuague suave o flujo de saliva natural) para asegurar un fraguado de **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Instrúyase al paciente de evitar comida dura, alcohol, cepillado o seda dental durante las próximas 4 horas después de la aplicación.

Información/medidas precautorias:

VOCO Profluorid Varnish contiene colofonia.

VOCO Profluorid Varnish no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra este ingrediente.

Colofonia puede influir la polimerización y la adhesión de los composites.

Al utilizar una ampolla cilíndrica, emplear siempre las cánulas de aplicación despuntadas previstas (largo 32 mm, diámetro 0,9 mm). **VOCO Profluorid Varnish** en la ampolla cilíndrica es utilizable varias veces. Después de la aplicación, remover la cánula y conservar la ampolla cilíndrica sin la cánula (la ampolla está cerrada herméticamente por el septo de goma). Colocar una nueva cánula antes de la próxima aplicación.

VOCO Profluorid Varnish tiene, correspondientemente a su modo de aplicación, una consistencia pegajosa. Al usar el tubo, los residuos de material en la rosca, pueden causar que se pegue la tapa. Limpiar eventualmente las impurezas con un paño que contenga etanol.

VOCO Profluorid Varnish está contraindicado para pacientes con gingivitis ulcerante o estomatitis. **VOCO Profluorid Varnish** no es para el tratamiento sistemático.

Inflamación edematosa ha sido reportada en pocas ocasiones especialmente siguiente a la aplicación en superficies extensas.

En preparados comparables se ha reportado pocas veces sobre disnea en conexión con niños asmáticos.

Pacientes que tienen sistemas digestivos sensibles pueden experimentar náuseas, normalmente después de un tratamiento extenso.

En caso de hipersensibilidad: Elimínese la laca con un cepillo de dientes blando y seda dental, luego lavar con agua caliente.

No realizar el tratamiento con otros preparados de fluoruros en el día de la aplicación.

Suspender la toma de comprimidos de fluoruro por unos días después del tratamiento con **VOCO Profluorid Varnish**.

No tragar la laca.