

Materiales de fijación de VOCO

VOCO GmbH, Departamento de Comunicación de Conocimiento

Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven, Alemania

Tel.: +49 (0)4721-719-1111
Fax: +49 (0)4721-719-109

info@voco.de
www.voco.es



VOCO ofrece una gama completa de materiales de fijación. A continuación se detalla la idoneidad de estos materiales para ciertos ámbitos de aplicación.

Visión general

	Bifix SE	Bifix QM	Meron	Meron Plus	Rebilda DC
Inlays/Onlays					
Metal	●●●	●●●	●●	●●	---
Cerámica	●●●	●●●	● ¹ (---) ²	●●	---
Composite	●●●	●●●	---	---	---
Coronas					
Metal	●●●	●●	●●●	●●●	---
Cerámica	●●●	●●●	●● ¹	●●	---
Puentes					
Metal	●●●	●●	●●●	●●●	---
Cerámica	●●●	●●●	●● ¹	●●	---
Puentes Maryland					
Metal	---	●●●	---	---	---
Carillas					
Cerámica	---	●●●	---	---	Grandio/-SO Flow
Postes					
Metal	●●●	●●●	●●	●●	---
Zirconio	●●●	●●●	● (---)	●	---
Fibra de carbono	●●●	●●●	---	---	---
Fibra de vidrio	●●●	●●●	---	●	●●●
Fibra de cuarzo	●●●	●●●	---	●	●●●

Ilustración 1: Visión general de materiales de fijación (●●● = muy bien adecuado, ●● = bien adecuado, ● = adecuado, --- = inadecuado); las indicaciones en paréntesis se refieren a estudios clínicos de materiales que han sido examinados igualmente aunque no tenían esa indicación.

¹ cerámicas altamente resistentes, ² cerámica de vidrio

Resultado: Soporte seguro para cada indicación.