

Clasificación de composites de VOCO

VOCO GmbH, Departamento de Comunicación de Conocimiento

Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven, Alemania

Tel.: +49 (0)4721-719-1111
Fax: +49 (0)4721-719-109

info@voco.de
www.voco.es

Producto	Clasificación	Contenido de relleno [% en peso]
Admira	Multi-híbrido-ORMOCER®	78
Admira Flow	Multi-híbrido-ORMOCER®	63
Admira Fusion	Nano-híbrido ORMOCER®	84
Admira Fusion Flow	Nano-híbrido ORMOCER®	74
Admira Fusion x-tra	Nano-híbrido ORMOCER®, 4 mm	84
Admira Fusion x-base	Nano-híbrido ORMOCER®, 4 mm	72
Amaris	Micro-híbrido	80
Amaris Flow	Micro-híbrido	64
Amaris Gingiva	Micro-híbrido	80
Arabesk	Micro-híbrido	77
Arabesk Flow	Micro-híbrido	64
Arabesk Top	Micro-híbrido	77
Glasiosite	Compómero	78
Grandio	Nano-híbrido	87
Grandio Flow	Nano-híbrido	80
GrandioSO	Nano-híbrido	89
GrandioSO Heavy Flow	Nano-híbrido	83
GrandioSO Flow	Nano-híbrido	81
GrandioSO x-tra	Nano-híbrido, 4 mm	86
Twinky Star	Compómero	78
Twinky Star Flow	Compómero	65
x-tra base	Micro-híbrido, 4 mm	75
x-tra fil	Micro-híbrido, 4 mm	86