

GREEN&CLEAN WD

Toallitas desinfectantes
a base de alcohol de una fibra resistente
para la desinfección de pequeñas
superficies de productos médicos
(como p. ej. superficies exteriores
de piezas de mano y contra-ángulos).



Consejos
para una dosificación
correcta



¡Utilizar siempre
agua fría!



¡Respetar los tiempos
de acción!
¡Respetar la duración
de acción!

- Acción rápida
- El efecto remanente impide el nuevo asentamiento inmediato de gérmenes por transmisión aérea.
- Con precinto de seguridad higiénico.
- No contiene formaldehídos.
- Listado en DGHM/VAH y ÖGHMP.
- CE 0408

Espectro de acción / Tiempos de acción

- Virucida limitado (por ejemplo, VBH/VIH/VCH, virus del herpes simplex Tipo I):
30 segundos
- Bactericida/fungicida:
1 minuto
- Tuberculicida:
5 minutos

Moderna combinación de agentes activos
Alcoholes, compuestos de amonios cuaternarios,
gloxal.

Testado por
Prof. Dr. med. G. Frösner, München
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Referencias

- 1 x dispensador con
120 toallitas,
Referencia: 60030018
- Juego de introducción,
1 x bote de 120
+ 3 x bolsas de 120 toallitas,
Referencia: 60030011
- Juego de relleno,
6 x bolsas de 120 toallitas,
Referencia: 60030012

Desinfección de superficies Con alcohol