

LABORATORIO DENTAL LABORATOIRE DENTAIRE

2023/24





DFS DIAMON: 40 años de excelencia en el desarrollo, fabricación y distribución de productos odontológicos y de técnica dental.

DFS DIAMON: Plus de 40 ans d'expérience dans le développement, la production et la distribution de produits dentaires et médicaux.



Indice / Table des matières

	página / page		página / page
Norma EN ISO / Norme EN ISO	5	Instrumentos espiralizados de diamante galvanizado para acabados / Fraises diamantées avec spirale	45-47
Unidisc / Uni-disc	6		
DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène	8-24	PM galvánicos diamantados / Fraises diamantées galvanisées PM	48-54
Turbo	9	PM galvánicos diamantados XL en revestimiento diamantado denso / Fraises diamantées XL PM avec diamantation extra-dense	54
Tri-Bur, Quatt-Cutter, Mini-Tri, Tri-Cutter, Cross-Cutter	9	Set para disilicato de litio / Set d'instruments pour lithium disilicate	55
Macro	9-10		
Quattro	11-13	Discos diamantados flexibles / Disques diamantés flexibles	55-65
Golden-Turbo, Golden-Macro, Golden-Strato	14		
Golden- Quattro, Strato, Quattro-Twin	15	Discos separadores / Disques séparateurs	65-66
Macronom, Ergonom	16	Shark Discs, Golden Devil	65
Micro	16-18	White Shark Disc, Titan Shark Disc, Golden Devil	66
Golden-Micro	18		
Matro, Bibur	19	Discos cortadores de yeso / Disques plâtre	67-68
Milli-Micron	19-20	Plaster Disc, High-Tech, Plastro	67
Ultra-Micron, Nuevo	20	Discos cortadores de yeso / Disques plâtre	68
Super-Tech, Keramo	21		
Titano	22	Instrumentos especiales / Instruments spéciaux	69-70
Star, Super-Star, Pinbur	23	Cepillo de alambre / Brosse fil d'acier	69
Blue Star®	24-25	Pincel de alambre / Pinceau fil d'acier	69
		Mandriles / Mandrins	70
Okklu-Point	26	Reductores / Réducteurs	70
Fixierbohrer / Matrix drill	26		
Soft Liner	26	Sistema de mandril Quick-Fix® / Quick-Fix® Mandrins	71-73
		Sistema de mandril Smart Fox / Smart Fox Mandrins	74-75
DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène	27-30	Upofix® pulidores universales / Upofix® polissoirs universels	76-78
SIDIA® diamantes sinterizados / SIDIA® diamants frittés	31-36	Instrumentos para pulido / Instruments de polissage	78-80
FG Macro, FG Micro	32	Unifix, Goat Fix	78
HP Macro, HP Micro	32-33	Supershiny	79
Superturbo	33	Hypofix-Gamma, Hypofix-Delta	79
Turbo	33	Diafix®	80
Macro	34	Fleecetech	80
Micro	34-35		
Milli-Micron	36	Cepillos para pulir / Brosses de polissage	81-82
Piedras para limpiar / Pierres de nettoyage	36		
		Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux	83-87
SIDIA® discos de diamante sinterizado / SIDIA® disques diamantés frittés	37	Duro-Pol, Palapol	83
Macro	37	Sabelking, Uni-Pol	84
Micro	37	Multipol	84-85
		Silco-Pol	85
Discos galvanizados sinterizados / Disques galvanisés frittés	37	Top-Glaze	85-86
		Polo, Polli	86
Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircone	38-44	Titanopol	87
Circool Lab XL, Circool Lab	38-39	Herramienta para calibrar / Outil de dégauchissage	87
Circopol Lab	39		
Circolux I + II	39		
FG diamantes zirconia / Diamants FG pour zircone	40		
Diamantes zirconia PM / Diamants PM pour zircone	40		
Sepaflex®	40		
Sidiaflex Gold, Mini-Tri-Zir, Circotrim	41		
Sharkies	42-43		
Kits de zirconia / Kits zircone	44		

Índice / Table des matières


	página / page		página / page
Técnica de fresado / <i>Technique de fraisage</i>	88-92	Aleaciones no preciosas / <i>Alliages non-précieux</i>	118-119
Yeso / <i>Plâtre</i>	93-95	Biodur® Soft	118
Artículos para trabajar yeso / <i>Outils et instruments pour travailler le plâtre</i>	96-99	Niadur®	118
Plastrim	96	Diadur®	119
TopGlue pegamento rápido / <i>TopGlue colle instantanée</i>	96	Fundente / <i>Flux pour coulée</i>	119
Spray de silicona / <i>Spray silicone</i>	96	Soldadura / <i>Brasure</i>	120
Plastodur	97	Alambre para láser / <i>Fil laser</i>	120
Isofix	97	Artículos para trabajar cerámica / <i>Outils pour travailler la céramique</i>	121-129
Durolan espaciador / <i>Durolan laque modèle</i>	97-99	Kera-Brush	121
Rebasaje: Okklamat / <i>Rebasage: Okklamat</i>	99	Pinceles cerámica / <i>Pinceaux céramique</i>	121-123
Gel de duplicación / <i>Gélatine de duplication</i>	100	Instrumente de vidrio / <i>Instrument en verre</i>	124
Instrumentos para modelar / <i>Instruments de modelage</i> ..	101-102	Kerahandy, Keraknife	124
Cera de inmersión / <i>Cire pour immersion</i>	103	Instrumento para fisuras / <i>Instrument pour fissures</i>	124
Desburbujador / <i>Agent tensio-actif silicone et cire</i>	103	Tenazas / <i>Pinces</i>	125-126
Cera / <i>Cire</i>	104-106	Crown	126
Cera DFS / <i>Cire DFS</i>	104	Teleskofix	126
Hilos de cera / <i>Fils de cire</i>	105	Teleskogrip	126
Cera Stick-on / <i>Cire de colle</i>	105	Kera-Set Tray	127-128
Bebederos en forma de pera / <i>Poires de coulée</i>	106	Bandejas de cerámica, pernos / <i>Plateaux céramiques, tenons</i>	127-129
Okkluflex	107-108	Spray diamante / <i>Spray diamant</i>	130
Piezas auxiliares de cera para modelaje / <i>Éléments auxiliaires cire</i>	109-110	Pasta para pulir / <i>Pâte à polir</i>	130
Preformas de ganchos de cera / <i>Crochets en cire</i>	111	Marcador de textura / <i>Marqueur de texture</i>	130
Pincel para alisar cera / <i>Brosse de lissage pour cire</i>	111	Limpiador naranja / <i>Nettoyant orange</i>	131
Aditamentos / <i>Technique des attachements</i>	112-114	Pasta para soldar protectora contra calor / <i>Pâte de protection chaleur soudage</i>	131
Técnica de fundición / <i>Technique de coulée</i>	115-116	Spray de oclusión / <i>Spray d'occlusion</i>	132
Revestimientos / <i>Revêtements</i>	115-116	Spray Telescan / <i>Spray Telescan</i>	133
Líquido de expansión / <i>Liquide d'expansion</i>	116	Crown Master	134
Adhesivo de contacto y diluyente / <i>Colle adhésive et diluant</i> ..	117	Sets de elaboración / <i>Kits de travail</i>	135-137
Spray de separación / <i>Spray de séparation</i>	117	Explicación de los pictogramas / <i>Explications des pictogrammes</i>	138-139
		Índice / <i>Index</i>	140-141

La estandarización de herramientas según la normativa ISO 6360

Instruments rotatifs standardisés selon la norme EN ISO 6360

El Comité Internacional de Estandarización (ISO) ha introducido una serie de convenciones relacionadas a la denominación de instrumentos rotatorios en la técnica dental. A cada instrumento se le asigna un distintivo Código Numérico ISO internacional. Este código numérico consiste de 15 dígitos en 5 subgrupos y simultáneamente contiene la especificación para cada instrumento.

L'organisation de standardisation internationale (ISO) a introduit une série de conventions de dénomination des instruments rotatifs en technique dentaire. Chaque instrument est défini par un numéro de code ISO international clair composé de 15 chiffres en 5 groupes de 3, qui définit en même temps les caractéristiques de l'instrument.



ISO-Nr.	500	104	274	190	060
	A	B, C	D	E	F

- | | | |
|-------|---|--|
| • A | Material del extremo activo
<i>Matériel de la partie active</i> | por ejemplo 500 para carburos
<i>par ex. 500 pour carbure de tungstène</i> |
| • B,C | Vástago y longitud total
<i>Longueur de la tige et longueur totale</i> | por ejemplo 104 para pieza de mano estándar
<i>par ex. 104 pour pièce à main standard</i> |
| • D | Forma y hechura
<i>Forme et exécution</i> | por ejemplo 274 para definir la forma del extremo activo
<i>par ex. 274 pour la forme de la partie active</i> |
| • E | Dentado
<i>Denture</i> | por ejemplo 190 para definir el dentado
<i>par ex. 190 pour la denture</i> |
| • F | Tamaño nominal
<i>Diamètre</i> | diámetro máximo del extremo activo en 0,1 mm
<i>diamètre le plus grand de la partie active en 0,1 mm</i> |


Todos los instrumentos DFS-DIAMON se fabrican de acuerdo a estándares ISO y pueden ser claramente identificados por su código ISO.

Nos instruments respectent la norme ISO et peuvent être clairement identifiés à l'aide du code ISO.

Uni-disc

Mantiene limpio el portabrocas y cojinetes!

Maintien propre de la pince de serrage et des roulements !



Anillo color ISO
Bague couleur ISO



Inserción correcta del instrumento !
Insertion correcte de l'instrument !



Siempre use lentes protectivos !
Veuillez toujours porter des lunettes de protection !

Sus beneficios / Vos avantages

Excelente calidad / Qualité exceptionnelle

- Hecho en Alemania

Fabriqu  en Allemagne

- Utilizaci n de la m s moderna tecnolog a de fabricaci n


Utilisant la derni re technologie de production

- Identificado por colores para eficiencia  ptima

Para lograr los mejores resultados, use los instrumentos en secuencia siguiendo la codificaci n por colores. De oscuro a color claro (1-6). Carburos y diamantes son intercambiables siempre y cuando usted le de seguimiento a los c digos de color.

Code couleur pour une efficacit  optimale

Pour obtenir rapidement d'excellents r sultats, utilisez les instruments dans l'ordre du code couleur. Les fraises carbures et diamant es sont interchangeables   condition que vous suiviez le code couleur du plus fonc  au plus clair (1-6).



- Observaci n: Recomendamos no omitir m s que un color. Por ejemplo moverse de negro a azul (1-3) es posible; evitar ir directamente de negro a amarillo (1-5), esto causa demasiado gasto de material o p rdida de tiempo.

Remarque : Nous vous conseillons de ne pas sauter plus d'une couleur.

Exemple : 1   3 est possible, mais 1   5 n'est pas recommand , car inefficace et/ou perte de temps.

- Cada instrumento lleva un anillo de color en su v stago indicando su respectivo dentado y granulado.

Les bagues couleur correspondent   la denture / au grain et se trouvent sur la tige de l'instrument.


DIADUR: la nueva generación de fresas de carburo

DIADUR: la nouvelle génération de fraises carbure de tungstène

Las nuevas fresas de carburo con microestructura se fabrican con la más avanzada tecnología actualmente disponible
Les nouvelles fraises carbure de tungstène microstructures sont fabriquées à l'aide d'une technologie de pointe


Beneficios y ventajas *Vos avantages*

- Vida útil prolongada incluso en caso de uso intensivo
Durée de vie prolongée même en cas d'utilisation intensive
- Balance de rotación del instrumento sumamente preciso (menor de 0.015 mm) permite que su pieza de mano trabaje silenciosamente y sin vibraciones permitiendo una vida útil prolongada del portabrocas y los cojinetes
La rotation d'une précision exceptionnellement élevée (< 0,015 mm) permet un fonctionnement silencieux sans vibrations tout en protégeant vos pièces à main
- Calidad óptima de sus piezas de trabajo
Qualité de surface optimale de vos pièces de travail
- Eficiencia de abrasión mejorada debido a geometrías de corte innovativas
Abrasion améliorée grâce à des géométries de coupe innovantes
- Fácil de trabajar incluso después de uso prolongado
Travail facile même après une utilisation de longue durée



Por razones de seguridad y para incrementar el balance de rotación soldamos los vástagos dentro de la cabeza de nuestros instrumentos.

Pour des raisons de sécurité et pour améliorer la précision de rotation, la tige est brasée dans la tête de tungstène.



DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture

ISO 223

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



Dentado / Denture

ISO 377

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



Dentado / Denture

ISO 220

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm


Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

extra grueso, anillo negro / extragros, bague noire					
TURBO					
15' - 25000 rpm/tpm					
144	200	200	201	275	275
060	040	060	070	060	060
1	1	1	1	1	1
509901	509201	557701	509101	509001	559001
●	●	●	●	●	●
extra grueso, anillo negro / extragros, bague noire					
TRI-BUR	QUATT-CUTTER	MINI-TRI	TRI-CUTTER	CROSS-CUTTER	
5' - 10000 rpm/tpm					
448	467	468	468	471	
023	023	016	023	023	
1	1	1	1	1	
80033	80031	80059	80049	80055	
●	●	●	●	●	
grueso, anillo verde / gros, bague verte					
MACRO					
15' - 30000 rpm/tpm					
001	001	001	113	113	122
023	040	060	023	060	023
1	1	1	1	1	1
141	144	145			
023	060	023			
1	1	1			
406702	405001	408301	408502	407801	406502
405102	407901	406402			
●	●	●	●	●	●

Aplicación / Utilisation




- Yeso
Plâtre
- Termoplásticos
Thermoplastiques
- Material para cubetas
Matériel d'empreinte
- Modelos de epoxi
Modèles époxy
- Acrílicos termo y autocurables
Acryliques pour prothèses



- Para un corte libre de manchas de todos los acrílicos (termoplásticos, materiales para cubetas)
Pour couper tous les matériaux thermoplastiques et d'empreinte

CROSSCUTTER

- Acrílicos y yeso
Acryliques et plâtre



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 220
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 220
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 220
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

grueso, anillo verde / gros, bague verte					
MACRO 15' - 30000 rpm/tpm					
186	187	198	199	200	200
060	023	023	023	023	040
1	1	1	1	1	1
407501	406302	404802	406202	406102	406801


grueso, anillo verde / gros, bague verte							
MACRO 15' - 30000 rpm/tpm							
200	200	201	201	201	237	237	237
045	060	050	060	070	023	060	070
1	1	1	1	1	1	1	1
403201	407701	406901	407201	407401	404602	408101	407101

grueso, anillo verde / gros, bague verte						
MACRO 15' - 30000 rpm/tpm						
251	274	275	277	289	292	292
060	040	060	060	023	023	060
1	1	1	1	1	1	1
408001	403301	407001	407301	405002	406602	407601

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables
Acryliques pour prothèses



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables
Acryliques pour prothèses



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables
Acryliques pour prothèses

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul / standard, bague bleue


QUATTRO
15' - 30000 rpm / tpm

001	001	001	001	114	137	142	143	144
023	027	040	050	023	060	023	023	023
1	1	1	1	1	1	1	1	1

606702 605602 605001 605201 608502 607901 602402 606402 601402

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


mediano, anillo azul / standard, bague bleue

QUATTRO
15' - 30000 rpm/tpm

185	187	198	200	200	200	200	200
023	023	016	023	031	040	045	060
1	1	1	1	1	1	1	1

602102 602302 605902 606102 605502 606801 603201 602701

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


mediano, anillo azul / standard, bague bleue

QUATTRO
15' - 30000 rpm/tpm

201	201	201	225	237	237	250
050	060	060	023	029	060	023
1	1	1	1	1	1	1

602901 607201 607501 604702 605302 608101 602602

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul / standard, bague bleue

QUATTRO
15' - 30000 rpm / tpm

260	273	274	274	275	277	289	292	292
060	045	040	060	060	060	023	023	060
1	1	1	1	1	1	1	1	1
603401	602301	603301	603501	602001	607301	605002	606602	607601

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



Dentado / Denture
ISO 191
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul / standard, bague bleue

QUATTRO-D
15' - 30000 rpm/tpm

200	274	292
040	040	023
1	1	1
606803	603303	606603

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



CEPILLO PULIDO FRESAS / BROSE NETTOYAGE FRAISES

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

1
810010



- Para la limpieza que se efectua entre los dientes de las fresas (especialmente fresas de carburo) tras el uso sobre materiales como el yeso, la cera, el titanio o acrílicos
Pour nettoyer les lames des fraises (surtout fraises en carbure) après usage sur matériaux tels que le plâtre, la cire, le titane et les acryliques

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène

Para técnicos zurdos / Pour gauchers




Dentado / Denture
ISO 192/193
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul / standard, bague bleue					
QUATTRO-L					
15' - 30000 rpm/tpm					
137	200	200	200	275	292
060	023	040	045	060	060
1	1	1	1	1	1
607901L	606102L	606801L	603201L	602001L	607601L
●	●	●	●	●	●

Número de pedido
Référence



Dentado agresivo para
remover material más
fuertemente.

Coupe agressive,
forte abrasion.

Dentado menos agresivo
adecuado para alisar las
superficies.

Coupe moins agressive,
surfaces plus lisses.


Dentado / Denture
ISO 177/193
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


mediano, anillo azul / standard, bague bleue	
QUATTRO-L	QUATTRONOM
15' - 30000 Upm/rpm	15' - 30000 Upm/rpm
292	292
023	023
1	1
606602L	606604
●	●

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation




- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 223
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



extra grueso, anillo negro / extragros, bague noire

GOLDEN-TURBO
15' - 25000 rpm/tpm
275
060
1

509001T

Aplicación / Utilisation



- Yeso
Plâtre
- Termoplásticos
Thermoplastiques
- Material para cubetas
Matériel d'empreinte
- Modelos de epoxi
Modèles époxy
- Acrílicos termo y autocurables
Acryliques pour prothèses

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 220
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



grueso, anillo verde / gros, bague verte


GOLDEN-MACRO
15' - 30000 rpm/tpm

200
040
1

275
060
1

406801T


407001T



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables
Acryliques pour prothèses

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 022
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

GOLDEN-STRATO
15' - 25000 rpm/tpm

275
060
1

417001T



- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables
Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento
blando
Acryliques mous
- Valplast y similares
Valplast et similaires

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

Número de pedido
Référence

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
506 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 022
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence




mediano, anillo azul / standard, bague bleue

GOLDEN-QUATTRO 15' - 30000 rpm/tpm							
107	200	201	237	274	275	289	292
023	040	050	029	040	060	023	023
1	1	1	1	1	1	1	1
602302T	606801T	602901T	605302T	603301T	602001T	605002T	606602T



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

STRATO 15' - 25000 rpm/tpm						
186	199	200	200	237	274	275
023	023	023	040	040	040	060
1	1	1	1	1	1	1
416302	416202	416102	616801	415401	413301	417001




mediano, sin anillo / standard, sans bague

QUATTRO -TWIN 15' - 30000 rpm/tpm		
167/143	199	290
023	023	023
1	1	1
606403	602203	602603



Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
Acryliques mous
- Valplast y similares
Valplast et similaires



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- sin Uni-disc
sans Uni-disc

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 215
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 133
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

grueso, anillo verde / gros, bague verte

MACRONOM
15' - 25000 rpm/tpm

194	194	239	275
045	060	060	060
1	1	1	1

424301 422701 425401 422001

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

ERGONOM
15' - 30000 rpm/tpm

145	187	199	200	275	292
023	023	023	040	060	023
1	1	1	1	1	1

100402 100302 100202 100801 101001 100602

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MICRO
15' - 30000 rpm/tpm


113	123	141	144	145	187	195	198
060	023	023	060	023	023	014	016
1	1	1	1	1	1	1	1

303801 302502 305102 303901 302402 302302 305702 305902


Aplicación / Utilisation



- Yeso
Plâtre
- Acrílicos
Acryliques



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MICRO 15' - 30000 rpm/tpm							
198	198	198	199	200	200	200	200
018	023	040	023	023	031	040	045
1	1	1	1	1	1	1	1
304902	304802	306001	302202	306102	305502	302801	303201


fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MICRO 15' - 30000 rpm/tpm							
200	201	201	201	225	237	237	251
060	050	060	060	023	023	060	060
1	1	1	1	1	1	1	1
303101	302901	303501	307201	304702	304602	308101	304001


fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MICRO 15' - 30000 rpm/tpm						
257	274	275	277	289	292	292
023	040	060	060	023	023	060
1	1	1	1	1	1	1
304502	303301	303001	307301	305002	302602	303601


Aplicación / Utilisation



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 141
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

fino, anillo rojo / fin, bague rouge				
MICRO-D				
15' - 30000 rpm/tpm				
200	274	275	292	
040	040	060	023	
1	1	1	1	
302803	303303	303003	302403	



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
506 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

fino, anillo rojo / fin, bague rouge				
GOLDEN-MICRO				
15' - 30000 rpm/tpm				
145	186	198	199	200
023	023	023	023	040
1	1	1	1	1
302402T	302302T	304802T	302202T	302801T



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
506 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

fino, anillo rojo / fin, bague rouge				
GOLDEN-MICRO				
15' - 30000 rpm/tpm				
201	201	237	275	292
050	060	023	060	023
1	1	1	1	1
302901T	303501T	304602T	303001T	302602T

Aplicación / Utilisation




- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Zirconia no sinterizada
Zircon non fritté

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Zirconia no sinterizada
Zircon non fritté

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 015
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge


MATRO
15' - 30000 rpm/tpm

141	144	198	198	200	237	274	275	289
023	060	016	023	040	040	040	060	023
1	1	1	1	1	1	1	1	1

315102 313901 314902 314802 312801 315401 313301 313001 315002

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
Acryliques mous
- Valplast y similares
Valplast et similaires



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


fino, sin anillo / fin, sans bague

BIBUR
15' - 30000 rpm/tpm


187 / 144
023
1

304103

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- sin Uni-disc
sans Uni-disc



Dentado / Denture
ISO 110
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

superfino, anillo amarillo / superfine, bague jaune

MILLI-MICRON
15' - 30000 rpm/tpm

001	141	145	186	198	199
050	023	023	023	016	023
1	1	1	1	1	1


205201 205102 201402 201302 204902 201202

Número de pedido
Référence



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 110
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 034
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 134
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

MILLI-MICRON
15' - 30000 rpm/tpm

200	200	200	237	275	289	292
023	040	045	023	060	023	023
1	1	1	1	1	1	1

206102 201801 203201 204602 203001 205002 201602

ultrafino, anillo blanco / ultrafin, bague blanche

ULTRA-MICRON
15' - 30000 rpm/tpm

200
040
1

221801


fino, anillo rojo / fin, bague rouge

NUEVO
15' - 30000 rpm/tpm

141	198	200	201	237	274	277	289
023	023	040	070	023	040	060	023
1	1	1	1	1	1	1	1

745102F 744802F 740801F 747401F 744602F 743301F 747301F 745002F


Aplicación / Utilisation



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites



- Acrílicos (inclusive Valplast)
Acryliques (y compris Valplast)
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Acrílicos blandos
Acryliques mous

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture

ISO 145

ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge									
SUPER-TECH									
15' - 30000 rpm/tpm									
141	145	187	198	200	237	274	275	289	292
023	023	023	018	040	023	040	060	023	023
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
905102	902402	902302	904902	902801	904602	903301	903001	905002	902602

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Titanio
Titane
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Triple dentado
Triple denture

Fresas en cerámica / Fraises céramiques



Dentado / Denture

ISO 134

ISO-Nr.
XX0 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, anillo azul/blanco / fin, bague bleue/blanche	
KERAMO	
15' - 30000 rpm/tpm	
200	277
050	060
1	1
890801	897301

Número de pedido
Référence



- Acrílicos duros y blandos como también nylon (por ejemplo Valplast)
Acryliques durs et mous, nylon (p. ex. Valplast)
- Zirconio no sinterizado
Acryliques durs et mous, nylon (p. ex. Valplast)

Tecnología de producción aditiva!
Technologie de production additive!



Dentado / Denture

ISO 134

ISO-Nr.
XX0 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/blanco / fin, bague rouge/blanche				
KERAMO				
15' - 30000 rpm/tpm				
113	194	200	277	292
060	060	050	060	060
1	1	1	1	1
883801	882701	880801	887301	887601

Número de pedido
Référence



- Acrílicos duros y blandos como también nylon (por ejemplo Valplast)
Acryliques durs et mous, nylon (p. ex. Valplast)
- Zirconio no sinterizado
Acryliques durs et mous, nylon (p. ex. Valplast)

Tecnología de producción aditiva!
Technologie de production additive!

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 154
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence


extra grueso, anillo negro / extragros, bague noire

TITANO
15' - 30000 rpm/tpm

141	145	198	200	289	292
023	023	023	040	023	023
1	1	1	1	1	1

735102F 736402F 734802F 730801F 735002F 736602F

Aplicación / Utilisation



- Titanio
Titane



Dentado / Denture
ISO 137
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

fino, anillo rojo / fin, bague rouge


TITANO
15' - 30000 rpm/tpm

141	145	187	196	199	200	237	275	277	292	496
023	023	023	010	033	040	023	060	014	023	010
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

705102F 702402F 702302F 101102F 702202F 700801F 704602F 708001F 118080F 702602F 118060F



- Titanio
Titane
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resina compuesta
Composites
- Material para cubeta
fotopolimerizable
Matériaux de prise d'empreinte
photopolymérisables



Dentado / Denture
ISO 112
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

TITANO
15' - 30000 rpm/tpm

141	198	200	237	275	292
023	018	040	023	060	023
1	1	1	1	1	1

705102SF 704902SF 700801SF 704602SF 708001SF 702602SF




- Titanio
Titane
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resina compuesta
Composites
- Material para cubeta
fotopolimerizable
Matériaux de prise d'empreinte
photopolymérisables

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Dentado / Denture
ISO 176
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 132
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

ultrafino, anillo blanco / ultrafin, bague blanche

STAR
15' - 30000 rpm/tpm

141	185	198	198	200	275	290
023	023	018	023	040	060	023
1	1	1	1	1	1	1

702402 702102 704902 704802 700801 708001 702602

ultrafino, anillo blanco / ultrafin, bague blanche

SUPER-STAR
15' - 30000 rpm/tpm

199	200	275	292
023	040	060	023
1	1	1	1

7122025F 7108015F 7180015F 7126025F

Longitud de la cuchilla
Longueur des lames

5,5 mm {
13,3 mm { d₁
d₂

sin anillo / sans bague

PINBUR


d₁ = 2mm / d₂ = 3mm
1

80069

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- Titanio
Titane



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Acrílicos blandos
Acryliques mous

- Fresa para el sistema PINDEX®
Fraise pour système PINDEX®
 - Longitud total del instrumento
35 mm
Longueur totale de l'instrument
35 mm
- PINDEX® es una marca registrada de
Coltène/Whaledent, Inc USA
PINDEX® est une marque déposée de
Coltène/Whaledent, Inc USA

DIADUR fresas de carburo BlueStar®

DIADUR fraises carbure de tungstène BlueStar®

- Revestimiento extremadamente liso con supernitridos de última generación.
- Incremento significativo de la vida útil en comparación con revestimientos convencionales, significativa reducción de la resistencia a la fricción a la vez manteniendo la agresividad y ofreciendo un comportamiento de fresado más suave.
- *Revêtement extrêmement lisse de supernitrides de dernière génération.*
- *Durée de vie prolongée comparé aux revêtements traditionnels, réduction de la friction sans perte d'efficacité de coupe. Meulage souple.*



Dentado / Denture
ISO 015
ISO-Nr.
507 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 015
ISO-Nr.
507 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



grueso, anillo verde / gros, bague verte

MACRO
15' - 30000 rpm/tpm

200
40
1

406801BS



292
060
1

407601BS



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MATRO
15' - 30000 rpm/tpm

274
040
1


313301BS




275
060
1

313001BS

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables
Acryliques pour prothèses



- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables, acrílicos blandos
Tous les acryliques, y compris
acryliques photopolymérisants
et acryliques mous
- Valplast y similares
Valplast et similaires

DIADUR fresas de carburo BlueStar®

DIADUR fraises carbure de tungstène BlueStar®



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
507 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul / standard, bague bleue

QUATTRO
15' - 30000 rpm/tpm

001	200	200	201	274	275
050	023	040	060	040	060
1	1	1	1	1	1

605201BS 606102BS 606801BS 607501BS 603301BS 602001BS

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 134
ISO-Nr.
507 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

NUEVO
15' - 30000 rpm/tpm

200	274	277
040	040	060
1	1	1

740801FBS 743301FBS 747301FBS

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 132
ISO-Nr.
507 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

ultrafino, anillo blanco / ultrafin, bague blanche


SUPER-STAR
15' - 30000 rpm/tpm

200	275
040	060
1	1

710801SFB5 718001SFB5

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



- Acrílicos (inclusive Valplast)
Acryliques (y compris Valplast)
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Acrílicos blandos
Acryliques mous



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Acrílicos blandos
Acryliques mous

DIADUR Okklu-Point



Dentado / Denture
ISO 377
ISO-Nr.
500 104 / 314 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

sin anillo / sans bague		
OKKLU-POINT	OKKLU-POINT FG	
5' - 20000 rpm/tpm	-300000 rpm/tpm	
470	470	
010	010	
2	5	
80032	80044	
○	○	

Aplicación / Utilisation



- Instrumento de carburo de tungsteno para reparar fisuras cerámicas
Instrument en carbure de tungstène pour fissures céramiques


Broca para fijación / Instrument de finition



ISO-Nr.
336 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

sin anillo / sans bague	
Taladro / Foret matriciel	
5' - 20000 rpm/tpm	
444	
060	
1	
91020	
○	



- Taladro para perforar la llave y fijación exacta de los dientes acrílicos
Pour un perçage de la matrice et fixation des dents en acrylique


Instrumentos de acero / Instruments en acier



Dentado / Denture
ISO 172
ISO-Nr.
330 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

sin anillo / sans bague			
SOFT LINER			
5' - 20000 rpm/tpm			
001	155	266	266
050	060	045	055
1	1	1	1
311-050SL	312-060SL	310-045SL	310-055SL
○	○	○	○



- Para trabajar acrílicos blandos
Pour travailler les acryliques mous

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno / DIADUR instruments en carbure de tungstène



1

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr. 500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.

Fresas de roseta / Fraises rondes · 15' - 30000 rpm/tpm										
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	10
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
117005	117006	117008	117010	117012	117014	117016	117018	117021	117023	117027

Número de pedido
Référence



1

Dentado / Denture

ISO 291

ISO-Nr. 500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.

Fresas de roseta / Fraises rondes · 15' - 30000 rpm/tpm			
001	001	001	001
010	014	018	023
—	—	—	—
2	4	6	8
6	6	6	6
117110	117114	117118	117123

Número de pedido
Référence



2

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr. 500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.

Fresas cono invertido/Fraises coniques renversées 15' - 30000 rpm/tpm				
010	010	010	010	010
008	010	014	016	018
1,0	1,0	1,5	1,5	2
34	35	37	38	39
6	6	6	6	6
113008	113010	113014	113016	113018

Número de pedido
Référence



3

Dentado / Denture

ISO 175

ISO-Nr. 500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.

Fresa de rueda / Fraise roue 15' - 30000 rpm/tpm	
040	
014	
0,5	
15	
6	
114014	


Número de pedido
Référence

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno / DIADUR instruments en carbure de tungstène



21

Dentado / Denture
ISO 006
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm


109	109	109
010	012	014
4,5	4,5	5,0
57	58	59
6	6	6
102810	102812	102814

Número de pedido
Référence



21R

Dentado / Denture
ISO 006
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm


139	139
010	012
4,5	4,5
1157	1158
6	6
102910	102912

Número de pedido
Référence



23

Dentado / Denture
ISO 006
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm


170	170	170	170
008	010	012	016
4	4	4	5
168	170	171	172
6	6	6	6
108608	108610	108612	108616

Número de pedido
Référence



23L

Dentado / Denture
ISO 006
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm


171	171	171
009	010	012
5,5	5,5	5,8
169L	170L	171L
6	6	6
108709	108710	108712

Número de pedido
Référence



23R

Dentado / Denture
ISO 006
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

196	196	196	196
008	010	012	016
4,5	4,5	4,5	4,5
1169	1170	1171	1172
6	6	6	6
101101	101102	101103	101104

Número de pedido
Référence

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno / DIADUR instruments en carbure de tungstène



31

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



8 cuchillas
8 lames

6 cuchillas
6 lames

15' - 30000 rpm/tpm

109	109	109	109	109	109	109
008	009	010	014	016	023	023
3,5	4	4	4,8	5	5	5
555	556	557	559	560	563	563
6	6	6	6	6	6	6
118008	118009	118010	118014	118016	118023	118023CH

Número de pedido
Référence



31L

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

110	110
010	012
6,5	6,5
557L	558L
6	6
108810	108812

Número de pedido
Référence



31R

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

139	139	139
008	010	012
4	4,5	4,5
1556	1557	1558
6	6	6
108908	108910	108912

Número de pedido
Référence



33

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

170	170	170	170	170
008	010	012	016	021
4	4,5	4,5	5	5
699	700	701	702	703
6	6	6	6	6
109308	109310	109312	109316	109321

Número de pedido
Référence


DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno / DIADUR instruments en carbure de tungstène



33L

Dentado / Denture
ISO 008
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



15' - 30000 rpm/tpm


171	171	171
008	010	012
5,5	5,5	5,5
699L	700L	701L
6	6	6
109408	109410	109412



33R

Dentado / Denture
ISO 008
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



15' - 30000 rpm/tpm

196	196
016	023
5	4,5
702R	704R
6	6
109516	109523



Dentado / Denture
ISO 134
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



OKKLU-STAR · 15' - 30000 rpm/tpm

277
014
3
7404X
6
117210



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



OKKLU-FIN · 15' - 30000 rpm/tpm

247
023
4,3
7408X
6
304402



Dentado / Denture
ISO 072
ISO-Nr. 500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Long. cabeza / long. tête
US-Code:
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Fresas para acabado / Fraises de finition · 15' - 30000 rpm/tpm

277
014
3,5
7404
6
118080

296
010
4,0
770
6
118050

496
010
4,0
7902
6
118060


Beneficios y ventajas / *Vos avantages:*

- Casi el **doble de duración** en comparación con diamantes sinterizados **tradicionales** debido a incremento en la concentración de diamantes.
Durée de vie pratiquement doublée par rapport aux fraises diamantées frittées standards.
- Corte eficiente y autolimpieza.
Performance de coupe élevée et auto-nettoyage.
- Abrasión más acelerada.
Abrasion plus rapide.
- Dependiendo del diámetro, nuestros diamantes sinterizados duran entre 200 a 300 veces más que piedras convencionales.
En fonction du diamètre, durée de coupe 200-300 fois supérieure aux pierres traditionnelles.
- **Productividad** incrementada debido a cambios de instrumento minimizados e inventario reducido (menos instrumentos necesarios).
Gain de temps car moins de changements d'instruments et frais de stockage réduits car moins d'instruments nécessaires.
- **Favorable al medio ambiente**, sustancialmente reduciendo el consumo de materia prima y la producción de desechos.
Préserve l'environnement, car nettement moins de matière première utilisée et moins de déchets.
- **Ambiente de trabajo saludable** debido a una significativa reducción de polvo en comparación con piedras de acabado convencionales.
Environnement de travail sain, car moins de poussière qu'avec les pierres.



200 a 300 veces más duración en comparación con piedras de acabado convencionales.

Durée de vie utile 200-300 fois supérieure à celle des pierres traditionnelles.



Estructura superficial / *Structure de surface*

En fresas de diamante sinterizado con ligantes de bronce, tantalio y otros elementos el ligante automáticamente se desgasta por la fricción. Al desgastarse la capa externa, la siguiente capa de diamante está lista para tallar.

Recomendación:


No aplicar sobre superficies previstas para revestimiento cerámico.

L'agent de liaison (bronze avec tantal et autres) des diamants frittés est automatiquement éliminé par le contact avec la surface travaillée. Une fois la couche extérieure usée, la prochaine couche diamantée est prête à l'utilisation.

Recommandation :

Ne pas utiliser sur des surfaces prévues pour un revêtement en céramique.

SIDIA® Diamantes sinterizados / SIDIA® diamants frittés



Incluye reductor!
Y compris réducteur !

Tamaño grano/ Grain
ISO 523

ISO-Nr.
807 314 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


mediano, anillo azul / standard, bague bleue				
FG MACRO				
30' - 300000 rpm/tpm				
142	199	250		
016	016	016		
1	1	1		

Número de pedido
Référence

56212

56242

56202



Incluye reductor!
Y compris réducteur !

Tamaño grano/ Grain
ISO 513

ISO-Nr.
807 314 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge				
FG MICRO				
30' - 300000 rpm/tpm				
112	142	199	250	
016	016	016	016	
1	1	1	1	

Número de pedido
Référence

52262

52212

52242

52202

Tamaño grano/ Grain
ISO 523

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul / standard, bague bleue				
HP MACRO				
15' - 30000 rpm/tpm				
131	142	199	225	250
016	016	016	016	016
1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence

58232

58212

58242

58272

58202

Aplicación / Utilisation



- Cerámicas
Céramique



- Cerámicas
Céramique



- Cerámicas
Céramique

Tamaño grano/ Grain
ISO 513
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge					
HP MICRO					
15' - 30000 rpm/tpm					
112	131	142	199	250	
016	016	016	016	016	
1	1	1	1	1	

Número de pedido
Référence

57262 57232 57212 57242 57202

Tamaño grano/ Grain
ISO 543
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

extra grueso, anillo negro / extragros, bague noire					
SUPERTURBO					
15' - 30000 rpm/tpm					
042	112	114	161	200	275
100	050	060	050	060	060
1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence

53305 53021 53041 53181 53064 53161

Tamaño grano/ Grain
ISO 533
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

grueso, anillo verde / gros, bague verte							
TURBO							
15' - 30000 rpm/tpm							
112	114	161	200	249	257	274	275
050	066	050	040	030	060	050	060
1	1	1	1	1	1	1	1


Número de pedido
Référence

55021 55042 55181 55044 55092 55600 55620 55161

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux

SIDIA® Diamantes sinterizados / SIDIA® diamants frittés

Tamaño grano/ Grain
ISO 523

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



MACRO
15' - 30000 rpm/tpm

042	112	161	199	200	200
080	050	050	050	023	031
1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence

59800 59021 59181 59630 59202 59215

Tamaño grano/ Grain
ISO 523

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



MACRO
15' - 30000 rpm/tpm

200	249	251	257	274	275
050	030	050	060	050	060
1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence

59205 59092 59151 59600 59620 59161

Tamaño grano/ Grain
ISO 513

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.




MICRO
15' - 30000 rpm/tpm

001	001	001	012	014	014	014	023	027	040
023	030	040	030	040	060	080	027	027	050
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence

50420 50122 50610 50112 50400 50650 50051 50215 50192 50309

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

Tamaño grano/ Grain
ISO 513
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge


MICRO
15' - 30000 rpm/tpm

042	111	112	143	155	161	161	166
080	030	050	025	030	025	050	031
1	1	1	1	1	1	1	1

50800 50082 50021 50212 50072 50217 50181 50191

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

Tamaño grano/ Grain
ISO 513
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MICRO
15' - 30000 rpm/tpm

173	173	198	199	200	200	225	225
030	050	031	050	023	040	030	040
1	1	1	1	1	1	1	1

50102 50041 50640 50630 50202 50044 50172 50031

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

Tamaño grano/ Grain
ISO 513
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MICRO
15' - 30000 rpm/tpm

248	249	249	251	257	257	274	275	303
016	030	050	030	030	060	050	060	080
1	1	1	1	1	1	1	1	1

50310 50092 50095 50214 50216 50600 50620 50161 50131

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

SIDIA® Diamantes sinterizados / SIDIA® diamants frittés


Tamaño grano/ Grain
ISO 503
ISO-Nr.
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune			
MILLI-MICRON			
15' - 30000 rpm/tpm			
027	161	161	198
027	025	050	030
1	1	1	1
54192	54217	54181	54102
●	●	●	●

Tamaño grano/ Grain
ISO 503
ISO-Nr.
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune			
MILLI-MICRON			
15' - 30000 rpm/tpm			
199	200	257	275
016	050	030	060
1	1	1	1
54242	54225	54216	54161
●	●	●	●

Número de pedido
Référence




PIEDRAS PARA LIMPIAR / PIERRES DE NETTOYAGE

Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

1	1
15000	15001
●	●


Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique



- Para limpiar herramientas de diamante sinterizado y galvanizado
Pour le nettoyage d'outils diamants frittés et galvaniques
- Humedecer antes de utilizar
Mouiller avant usage

SIDIA® Discos de diamante sinterizado / SIDIA® disques diamantés frittés


Tamaño grano/ Grain
ISO 523
ISO-Nr.
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul / standard, bague bleue

MACRO
5' - 15000 rpm/tpm
345
220
1

58154

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

Tamaño grano/ Grain
ISO 513
ISO-Nr.
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

MICRO
5' - 15000 rpm/tpm

345	345	345	345
080	160	190	220
1	1	1	1

Número de pedido
Référence

50144

50265

50275

50154

Aplicación / Utilisation



- Para contornear aleaciones de cromo-cobalto
Pour le contourage d'alliages Co-Cr
- Todos los discos de diamante sinterizado ya vienen montados y centrados
Tous les disques en diamanté fritté sont montés et centrés




- Para contornear aleaciones de cromo-cobalto
Pour le contourage d'alliages CoCr
- Todos los discos de diamante sinterizado ya vienen montados y centrados
Tous les disques en diamanté fritté sont montés et centrés

Discos galvánicos sinterizados / Disques galvaniques frittés

Disco flexible con borde completamente recubierto con diamante sinterizado!

Disque flexible avec bord diamanté fritté !



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

Tamaño grano/ Grain
ISO 504
ISO-Nr.
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

SIDIA®-MINI-FLEX

SIDIA®-FLEX

3' - 5000 rpm/tpm

320
120
1
181221

320
200
1
182021

Número de pedido
Référence



- Para separar lo siguiente:
Pour couper et séparer :
- Cerámica incluyendo zirconia
Céramiques y compris le zircon
- Vida útil extremadamente larga
Durée de vie utile exceptionnellement élevée

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon

Tamaño grano/ Grain
ISO 534 / 524

ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



CIRCOOL LAB XL		
5' - 25000 rpm/tpm	5' - 25000 rpm/tpm	5' - 8000 rpm/tpm
112	173	042
036	035	130
1	1	1
800161	800163	800164

Aplicación / Utilisation



- Tallador diamantado especialmente para trabajar la zirconia en crudo y en seco
Instrument diamanté pour ajustement grossier

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano/ Grain
ISO 534

ISO-Nr.
805 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

extra grueso / extragros			
CIRCOOL LAB			
3' - 18000 rpm/tpm	3' - 4000 rpm/tpm	3' - 6000 rpm/tpm	3' - 5000 rpm/tpm
173	303	372	372
040	220	120	150
1	1	1	1
801140	801148	801142	801146



- Post-procesamiento crudo
Ajustement grossier

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano/ Grain
ISO 534


ISO-Nr.
805 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

grueso / gros			
CIRCOOL LAB			
3' - 18000 rpm/tpm	3' - 4000 rpm/tpm	3' - 6000 rpm/tpm	3' - 5000 rpm/tpm
173	303	372	372
040	220	120	150
1	1	1	1
800140	800148	800142	800146



- Post-procesamiento crudo
Ajustement grossier

Elaboración en seco
Travail à sec

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon

Tamaño grano/ Grain
ISO 524

ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

mediano / standard

CIRCOOL LAB

3' - 15000 rpm/tpm	3' - 15000 rpm/tpm	3' - 8000 rpm/tpm	3' - 10000 rpm/tpm
173	250	371	372
040	060	170	110
1	1	1	1

800133 800135 800137 800131

Aplicación / Utilisation



- Post-procesamiento fino
Ajustement fin
- Prepulido
Prépolissage

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano/ Grain
ISO 502

ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

superfino / superfin

CIRCOPOL LAB

3' - 15000 rpm/tpm	3' - 10000 rpm/tpm	
292	372	292/372
050	150	una pieza cada una
1	1	1 pc de chaque

800138 800136 800132



- Zirconia
Zircon

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano/ Grain
ISO 534 / 514

ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

grueso, anillo verde / gros, bague verte **fino, anillo rojo/ fin, bague rouge**

CIRCOLUX I 6' - 15000 rpm/tpm	CIRCOLUX II 6' - 15000 rpm/tpm
303	303
260	260
1	1

800710 800711



- Pulido de zirconia y cerámica
prensada
Polissage du zircon et de
la céramique pressée

Elaboración en seco
Travail à sec

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon

ISO-Nr.
806 315 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

FG DIAMANTE ZIRCONIA / DIAMANTS FG ZIRCON
- 300000 rpm/tpm

142	199	277
014	016	012
3	3	3

532678L

531136L

532908L

Aplicación / Utilisation



• Zirconia
Zircon

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

Tamaño grano/ Grain
ISO 524
ISO-Nr.
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

DIAMANTES PARA ZIRCONIO PM / DIAMANTS POUR ZIRCON PM
5' - 300000 rpm/tpm

112	143	199	249	257
018	018	016	025	023
2	2	2	2	2


60112188Syn

60143188Syn

60199168Syn

60249258Syn

60257238Syn




• Zirconia
Zircon

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SEPAFLEX®
3' - 5000 rpm/tpm

402
220
1

182221Z




• Separación de los puentecillos de unión
Séparation des barres de liaison

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano / Grain
ISO 504
ISO-Nr.
807 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

SIDIAFLEX GOLD
3' - 5000 rpm/tpm

320
200
1

181220



Dentado / Denture
ISO 332
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



extra grueso / extragros

MINI-TRI-ZIR
5' - 10000 rpm/tpm

468
016
1

80059Zir



Tamaño grano / grain
ISO 523
ISO-Nr.
658 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



sin anillo / sans bague

CIRCOTRIM
6' - 15000 rpm/tpm

507
100
1

800720



Aplicación / Utilisation



- Separación de los puentecillos de unión
Séparation des barres de liaison

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!



- MINI-TRI-ZIR
• Separación de los puentes de conexión en estado no sinterizado
Coupe des barres de liaison du zircon non-fritté

Elaboración en seco
Travail à sec



- CIRCOTRIM
• Enlucido de las bases de los puentes de conexión
Meulage des restes des barres de liaison


Elaboración en seco
Travail à sec

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon

SHARKIES – el nuevo instrumento diamantado para trabajar cerámica, zirconio, L2S y todas las demás cerámicas.

SHARKIES – The new diamonds for ceramics including zirconia, L₂S and all other ceramics

- Esmerilado suave, protegiendo el material
Fraisage délicat, évite d'endommager les matériaux
- Larga vida útil
Longue durée de vie
- Eficiente tratamiento del material
Travail efficace
- Triple capa de diamantes en tamaños de grano adaptados
Trois couches de diamant en grains coordonnés



850

Tamaño grano/ Grain
ISO 534
ISO-Nr.
806 314 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



grueso, anillo verde / gros, bague verte

SHARKIES

20' - 100000 rpm/tpm

199

010

10

5

314KD850.010



Aplicación / Utilisation



- Cerámica incluida zirconia
Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

801 / 805

Tamaño grano/ Grain
ISO 524
ISO-Nr.
806 314 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

SHARKIES

20' - 100000 rpm/tpm

001

001

001

010

012

016

021

014

—

—

—

1,5

5

5

5

5

314KD801.012

314KD801.016

314KD801.021

314KD805.014



- Cerámica incluida zirconia
Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

881 / 808

Tamaño grano/ Grain

ISO 524

ISO-Nr.

806 314 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence


New

mediano, anillo azul / standard, bague bleue

SHARKIES
20' - 100000 rpm/tpm

Nr. de figura / Forme	ø 1/10 mm	long. cabeza / long. tête	Envase / Unité d'emb.	Número de pedido / Référence
141	012	8,5	5	314KD881.012
141	014	8,5	5	314KD881.014
225	014	3,5	5	314KD808.014

Aplicación / Utilisation



- Cerámica incluida zirconia
Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

850 / 859

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 314 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SHARKIES
20' - 100000 rpm/tpm

Nr. de figura / Forme	ø 1/10 mm	long. cabeza / long. tête	Envase / Unité d'emb.	Número de pedido / Référence
199	012	10	5	314KD850.012
199	018	10	5	314KD850.018
166	010	10	5	314KD859.010
166	018	10	5	314KD859.018



- Cerámica incluida zirconia
Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

864 / 879K

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 314 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SHARKIES
20' - 100000 rpm/tpm

Nr. de figura / Forme	ø 1/10 mm	long. cabeza / long. tête	Envase / Unité d'emb.	Número de pedido / Référence
251	016	11,6	5	314KD864.016
299	012	10	5	314KD879K.012
299	016	10	5	314KD879K.016



- Cerámica incluida zirconia
Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

Instrumentos para zirconia / *Instruments pour zircon*



01	80059Zir	- 25000	rpm/tpm
02	800720	- 15000	rpm/tpm
03	302901T	- 25000	rpm/tpm
04	302602T	- 25000	rpm/tpm
05	304902T	- 25000	rpm/tpm
06	812050	- 15000	rpm/tpm
07	812040	- 15000	rpm/tpm

KIT DE ZIRCONIA ESTADO NO SINTERIZADO /
SET ZIRCONNE NON-FRITTÉ

Número de pedido
Référence

800329



01	182221	3' - 5000	rpm/tpm
02	800163	5' - 25000	rpm/tpm
03	800164	5' - 8000	rpm/tpm
04	800131	3' - 10000	rpm/tpm
05	800137	3' - 8000	rpm/tpm
06	800136	3' - 10000	rpm/tpm
07	532908L	- 300000	rpm/tpm
08	532678L	- 300000	rpm/tpm

KIT DE ZIRCONIA / SET ZIRCONNE

Número de pedido
Référence


800139

Fresas galvánicas diamantadas con espiral para acabado

Fraises diamantées avec spirale


Tamaño grano/ Grain
ISO 544
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO 544
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence




Tamaño grano/ Grain
ISO 544
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence




Aplicación / Utilisation



- Acrílicos
Acryliques
- Materiales para cubeta
fotocurables
Matériaux de prise d'empreinte
photopolymérisables



- Yeso
Plâtre



- Para rugosear dientes acrílicos e
incrementar la retención
Pour la réalisation de surfaces
rugueuses sur les dents en
acrylique et afin d'améliorer la
rétention

Fresas galvánicas diamantadas con espiral para acabado

Fraises diamantées avec spirale

Con espiral y aperturas para mejor remoción de desechos y refrigeración incrementada
Fraises à spirale avec orifices pour un meilleur refroidissement et transport du débris

Aplicación / Utilisation



Tamaño grano/ Grain
ISO 544
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



extra grueso, anillo negro / extragros, bague noire

5' - 15000 rpm/tpm

143	144	145
080	105	120
1	1	1

60081

60080

60082

Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



grueso, anillo verde / gros, bague verte

5' - 15000 rpm/tpm

143	144	145
080	105	120
1	1	1

60081G

60080G

60082G

Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO 524
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

5' - 15000 rpm/tpm


143	144	145
080	105	120
1	1	1

60081M

60080M

60082M

Número de pedido
Référence



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
Acryliques mous
- Resinas de ortodoncia
Acryliques orthodontiques
- Material para cubetas
Matériel d'empreinte
- Yeso
Plâtre



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
Acryliques mous
- Resinas de ortodoncia
Acryliques orthodontiques
- Material para cubetas
Matériel d'empreinte




- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
Acryliques mous
- Resinas de ortodoncia
Acryliques orthodontiques
- Material para cubetas
Matériel d'empreinte

Fresas galvánicas diamantadas con espiral para acabado

Fraises diamantées avec spirale

Tamaño grano/ Grain
ISO 544
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



MINI	PLASTURBO	MAXI
001	5' - 10000 rpm/tpm	001
025		035
1		1
60028		60029

Aplicación / Utilisation



- **MINI** -> Para tallar en forma circular y sin manchar el chamfer / hombro de preparación marginal de muñones incisivos
-> Pour le meulage circulaire de la préparation marginale des moignons frontaux
- **MAXI** -> Para tallar en forma circular y sin manchar los muñones molares
-> Pour le meulage circulaire des moignons molaires

Tamaño grano/ Grain
ISO 544
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



montado / monté	desmontado / non-monté
076	076
130	130
1	1
60052	60053




- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Tamaño grano/ Grain
ISO 544
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



TURBO TALLADOR DIAMANTADO / TURBO MEULETTE DIAMANTÉE						
3' - 15000 rpm/tpm						
200	200	200	201	237	274	291
027	043	063	027	063	063	027
1	1	1	1	1	1	1
60022	60020	60024	60023	60027	60025	60021




- Ideal para materiales de rebasa blandos
Idéal pour les matériaux de rebasage mous
- Todos los acrílicos
Tous acryliques
- Yeso
Plâtre
- Material para cubeta fotopolimerizable
Matériaux de prise d'empreinte photopolymérisables

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.




5' - 30000 rpm/tpm

60001098 60001108 60001128 60001148 60001168 60001188 60001218 60001236 60001238

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

60001298 60001358 60001408 60001428

Número de pedido
Référence




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

60010108 60010128 60010148 60010168 60010188 60010218 60010238 60010258

Número de pedido
Référence



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence

60014188
60014238
60014408
60014458

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm


long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence

60040408
60042608
60068558



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence

60109108
60109128
60110258
60110278




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.




5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60111128 60111148 60111168 60111338 60111408 60111508 60111708 60112188 60112278 60112276

Aplicación / Utilisation




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60140168 60141168 60141186 60141188 60141256 60141258 60141408




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard
544 extra grueso/extragros

ISO-Nr.
806 104 ...


Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60143188 60143183 60160108 60160238



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs


Negro / Noir
• Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM

Tamaño grano/ Grain
ISO 514 fino/fin
524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm


Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO 514 fino/fin
524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm


Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO 514 fino/fin
524 mediano/standard
534 grueso/gros
544 extra grueso/extragros


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.




5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence




Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs


- Negro / Noir
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard
534 grueso/gros


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence



Aplicación / Utilisation




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard



ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard
544 extra grueso/extragros



ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs


Negro / Noir
• Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.




5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60250108
60250128
60250166
60250168
60250188
60254478

Aplicación / Utilisation




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60257236
60257238
60257308
60261058
60263608




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard
544 extra grueso/extragros

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60266503
60275808
60304258
60304408
60304608



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Negro / Noir
• Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence

60496148

60540108

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

PM galvánicos diamantados XL con revestimiento diamantado denso Fraises diamantées XL PM avec diamantation extra-dense

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence

600101295

600101895

601601095

601651495

601651695



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence


601661295

601661495

601661895


601671495

605401095



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Set de instrumentos para trabajar disilicato de litio
Set d'instruments pour disilicate de silicium




Número de pedido
Référence

300107
O

- Set de elaboración según el mecánico dentista maestro Wolfgang Weisser para la fácil y rápida elaboración de superficies antes de aplicar la cocción final.
Set d'instruments selon maître technicien Wolfgang Weisser pour un traitement rapide et simple des surfaces avant la cuisson finale

	Contenu:	Page catalogue
01	132221	41
02	800164	28
03	800163	28
04	800148	28
05	800137	28
06	800136	29

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

FIRMOFLEX
5' - 10000 rpm/tpm


350
220
1

122221



Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain
ISO 504 + 514 + 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

SPIROFLEX
5' - 10000 rpm/tpm

355
220
1

122271

122291

122281

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation

- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- Acrílicos
Acryliques
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.
806 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

PLEXOFLEX
3' - 5000 rpm/tpm

389
220
1

162221



390
220
1

192221



Aplicación / Utilisation



- Para separar y contornear finamente
Pour la séparation et le contourage fin
- Cerámica
Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.
806 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SEPAFLEX®
3' - 5000 rpm/tpm

402
220
1

182221




402
220
1

132221



402
220
20

1322218



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré
- 20 unidades desarmadas
incluyendo 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.
806 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

POLYFLEX

TRI-FLEX

CIRCO-FLEX

3' - 5000 rpm/tpm

350 350
220 220
1 20

182231


1822318



182241



182251



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré
- 20 unidades desarmadas
incluyendo 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins


Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



TECHNO I

TECHNO II

3' - 5000 rpm/tpm

350
220
1

350
220
1

185221


186221

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



TECHNO III

TECHNO IV

3' - 5000 rpm/tpm

350
220
1

350
220
1

187221


188221

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

TRANSOFLEX

3' - 5000 rpm/tpm

350
220
1

772221

Aplicación / Utilisation



- Cerámica / Céramique
- Resinas compuestas / Composites
- montado y centrado / monté et centré



- Cerámica / Céramique
- Resinas compuestas / Composites
- montado y centrado / monté et centré



- Para separar / Pour séparer
- Cerámica / Céramique
- Yeso / Plâtre
- Acrílicos / Acryliques
- Acrílicos para carillas extra duros / Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado / monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge



PERFOCUT
3' - 5000 rpm/tpm

350
210
1

350
210
1

272121

272125



fino, anillo rojo / fin, bague rouge



LASERFLEX
5' - 10000 rpm/tpm

377
190
1

377
220
1

151921

152221



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SENSOFFLEX

CUTFLEX

3' - 5000 rpm/tpm


379
220
1

377
220
1

662221

152211

Aplicación / Utilisation



- Para separar / Pour séparer
- Cerámica / Céramique
- Yeso / Plâtre
- Acrílicos / Acryliques
- Acrílicos para carillas extra duros / Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado / monté et centré



- Solo para contornear / Uniquement pour contourer
- Cerámica / Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros / Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado / monté et centré



- Para separar / Pour séparer
- Cerámica / Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros / Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado / monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

una sola cara
face unique

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge



TOTO-FLEX
5' - 10000 rpm/tpm

358
220
1

358
220
1

112233

112251



fino, anillo rojo / fin, bague rouge



SUPER-FLEXIFLEX®
5' - 10000 rpm/tpm

356
190
1

356
220
1

121914

122214



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SUPER-FLEXIFLEX®
5' - 10000 rpm/tpm

355
190
1

355
190
3/set

355
220
1

355
220
3/set

355
220
20

121921

1219219

122221


1222219

1222218

Aplicación / Utilisation



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Acrílicos
Acryliques
- Yeso
Plâtre
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica / Céramique
- montado y centrado
monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
3 pcs/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

Diagram showing three diamond disc configurations with dimensions 0,17 mm and a label "doble cara double-face".

fin, anillo rojo / fin, bague rouge

	383	383	383
Tamaño grano/ Grain	140	190	220
ISO 514			
ISO-Nr.			
806 104 ...			
Nr. de figura / Forme	1	1	1
Ø 1/10 mm			
Envase / Unité d'emb.			

FULLFLEX
3' - 5000 rpm/tpm

181461 181961 182261

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré

Doble diamantado para vida útil extralarga.
Double revêtement de diamant pour une durée de vie extra longue.

Diagram showing two diamond disc configurations with dimensions 0,24 mm and a label "doble cara double-face".

fin, anillo rojo / fin, bague rouge

	355	355
Tamaño grano/ Grain	190	220
ISO 514		
ISO-Nr.		
806 104 ...		
Nr. de figura / Forme	1	1
Ø 1/10 mm		
Envase / Unité d'emb.		

ROTODISC
3' - 5000 rpm/tpm

134961 135961


Número de pedido
Référence



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourner
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

RIGIDISC

3' - 5000 rpm/tpm

321

200

1

112024

Tamaño grano/ Grain

ISO 524

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

doble cara
double-face



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

PERFOCUT

3' - 10000 rpm/tpm

350

190

1

355

210

1

271916

272116

Tamaño grano/ Grain

ISO 524

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

doble cara
double-face



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

PLEXOFLEX

3' - 10000 rpm/tpm

390

220

1

162226

Tamaño grano/ Grain

ISO 524

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


Número de pedido

Référence

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré




- Yeso
Plâtre
- Acrílicos
Acryliques
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré
- Alto rendimiento de corte
Coupe efficace



- Cerámica
Céramique
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré
- Alto rendimiento de corte
Coupe efficace

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face



grueso, anillo verde / gros, bague verte

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

RAPIDO-CUT
3' - 5000 rpm/tpm

324


180

1

131822

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



grueso, anillo verde / gros, bague verte

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

TOTO-FLEX
5' - 10000 rpm/tpm

358

358

358

358

359

220

220

220

220

220

1

3/set

20

1

1

112231

1122319

1122318

112241

212214

Número de pedido
Référence

! rígido, no flexible
rigide, non flexible



grueso, anillo verde / gros, bague verte

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

CONO-DISC
5' - 15000 rpm/tpm

386


220

1

162211

Número de pedido
Référence


Aplicación / Utilisation



- Para separar acrílicos en la prótesis total, la técnica de termoformación y yesos
Pour séparer les acryliques dans la prothétique totale, la technique de thermoformage et le plâtre
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica / Céramique
- Acrílicos / Acryliques
- Yeso / Plâtre
- montado y centrado
monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
3/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins



- Elaboración y contorneado de cerámicas y resinas compuestas
Finition et contourage de la céramique et des composites

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

una sola cara
face unique

Tamaño grano/ Grain
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence



grueso, anillo verde / gros, bague verte

TORO-FLEX
5' - 10000 rpm/tpm
345
220
1

112242




grueso, anillo verde / gros, bague verte

FLEXIFLEX®
5' - 10000 rpm/tpm

356	356	356
190	220	220
1	1	20

111914 112214 1122148



grueso, anillo verde / gros, bague verte

FLEXIFLEX®
5' - 10000 rpm/tpm

355	355	355	355	355	355
190	190	190	220	220	220
1	3/set	20	1	3/set	20

111921 1119219 1119218 112221 1122219 1122218

Aplicación / Utilisation



- Para separar y tallado lateral
Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré




- Para separar y tallado lateral
Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins



- Para separar y tallado lateral
Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica / Céramique
- montado y centrado
monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
3/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

Tamaño grano/ Grain
ISO 504 - 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



DOUBLE ACTION
5' - 10000 rpm/tpm
355
220
1


152231

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Acrílicos para carillas
Acryliques facettes
- montado y centrado
monté et centré



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

Tamaño grano/ Grain
ISO 504
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

TOP-FLEX

355
190
1

141921

TOP-FLEX
5' - 10000 rpm/tpm

355
220
1

142221

MINI-FLEX

355
090
1


140921

Número de pedido
Référence



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré

doble cara
double-face



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

Tamaño grano/ Grain
ISO 504
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

MINIDISC
3' - 5000 rpm/tpm

361
130
1

191321

362
100
1

191021F

361
080
1

190821F

Número de pedido
Référence



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain

ISO 494

ISO-Nr.

806 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



0,06 mm

0,07 mm

ultrafino, anillo blanco / ultrafin, bague blanche

HYDROFLEX

3' - 5000 rpm/tpm

355	355
190	190
1	1

131961

131971

Aplicación / Utilisation



- Solo para acabado
Uniquement pour finition
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré

Discos separadores / Disques séparateurs

Tamaño grano/ Grain

ISO 534 / 514

ISO-Nr.

613 900 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



1,0 mm

0,7 mm

0,3 mm

SHARK DISCS

5' - 30000 rpm/tpm	5' - 30000 rpm/tpm	5' - 50000 rpm/tpm
371	371	371
400	400	260
20	20	20

1334018

1334078

1332638

Aplicación / Utilisation



- Discos separadores reforzados con durabilidad extremadamente alta para todos los metales no preciosos

Disques renforcés pour tronçonner alliages non-précieux, durée de vie exceptionnelle

Discos separadores / Disques séparateurs

Tamaño grano/ Grain

ISO 544


ISO-Nr.

613 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



WHITE SHARK DISC
5' - 30000 rpm/tpm

371

400

20


Número de pedido

Référence



- Refuerzo con tejido de fibra de vidrio de ambos lados
- Bajo calentamiento del material a procesar, reducción en gran medida de la formación de polvo

- Renforcé des deux côtés par fibres de verre
- Très faible dégagement de chaleur et réduction significative de poussière



TITAN SHARK DISC
5' - 30000 rpm/tpm

371

260

20

Tamaño grano/ Grain

ISO 544

ISO-Nr.

613 900 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

1334058



GOLDEN-DEVIL
5' - 10000 rpm/tpm

371

220

50

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

613 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

133622

Aplicación / Utilisation



- Discos separadores reforzados para todos los metales con vida útil extremadamente larga y corte fino
- Disque à tronçonner renforcé avec durée de vie très élevée et coupe fine pour tous les alliages non-précieux




- Disco de corte con larga vida útil y alto rendimiento de corte
- Para el corte y el procesamiento de titanio y acrílicos
- Disque à tronçonner avec durée de vie très élevée et coupe rapide
- Pour couper et travailler le titane et les acryliques



- Disco cortante extra delgado para metales preciosos y otros metales
- Disque à tronçonner extra fin pour tous les alliages précieux et autres métaux

Discos cortadores de yeso / Disques plâtre

Aplicación / Utilisation



- Yeso
Plâtre
- Resinas sintéticas
Acryliques

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MINI

PLASTER DISC
5' - 10000 rpm/tpm

MAXI

368
320
1

368
400
1


153222

154022

Número de pedido
Référence



- Yeso
Plâtre
- Resinas sintéticas
Acryliques



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

HIGH-TECH

PLASTRO
5' - 10000 rpm/tpm

HIGH-TECH

379
350
1

379
370
1

379
450
1

153522


153722

154522


Número de pedido
Référence

Discos cortadores de yeso / Disques plâtre

Diamante galvánico
Diamants galvaniques



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 000 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.




fino / fin

DISCOS CORTADORES DE YESO / DISQUES PLÂTRE
3' - 5000 rpm/tpm

368 750 1	368 800 1	368 850 1	368 900 1
1575202	1680162	1685162	1590202
●	●	●	●

Número de pedido
Référence




fino / fin

DISCOS CORTADORES DE YESO / DISQUES PLÂTRE
3' - 5000 rpm/tpm

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 000 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

333 850 1	333 850 1
1585232	1585242
●	●

Número de pedido
Référence



Instrumentos especiales / Instruments spéciaux

Con diamante!
Brosse diamantée!

Tamaño grano/ Grain
ISO 504
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO / BROSE FIL D'ACIER
1' - 3000 rpm/tpm

543
220
1


60014

Número de pedido
Référence

Con diamante!
Brosse diamantée!

Tamaño grano/ Grain
ISO 504
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

PINCEL DE ALAMBRE DE ACERO / PINCEAU FIL D'ACIER
1' - 3000 rpm/tpm

542
060
3

542
060
4/set

60037


60039

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Para superficies de parciales granuladas
Pour stellites avec surface granulée
- Atención: bajas revoluciones
Attention: faible vitesse de rotation!



- Para acabado de la superficie de parciales
Pour la finition des surfaces de stellites
- Para limpiar las superficies internas de coronas
Pour le nettoyage de l'intérieur des couronnes
- Set de 4 pzs (3 pinceles, 1 mandril)
4 pcs/set (3 broses, 1 mandrin)
- Atención: bajas revoluciones
Attention: faible vitesse de rotation!



MANDRILES / MANDRINS

ISO-Nr.

330 104 ... 391

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

603 030 12	603 050 12	603 070 12	609 023 1	610 055 1	622 045 1	622 045 12
509037	509057	509077	81000	810005	810006	810006-12
●	●	●	●	●	●	●

Número de pedido
Référence



REDUCTORES PM-FG RÉDUCTEURS PM-FG

ISO-Nr.

330 104 ... 391

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

602 023 3	619 023 3
505009	505208
●	●

Número de pedido
Référence

REDUCTORES 3 → 2,35 mm RÉDUCTEURS 3 → 2,35 mm

619
030
1

50522
●

Sistema de mandril Quick Fix®: el nuevo y revolucionario sistema de mandril

Mandrin Quick-Fix®: le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide

ISO 612

Mandril Quick-Fix®, amarillo / Mandrin Quick-Fix®, jaune


Envase / Unité d'emb.

1


Número de pedido
Référence

810001

doble cara
double-face



doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

grueso / gros

FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

355 355

220 220


3 5

1122143F

1122145F

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

superfino / superfin

TOPFLEX

5' - 10000 rpm/tpm

355 355

220 220

3 5

1422213F


1422215F

Número de pedido
Référence



Sistema de mandril Quick Fix®: el nuevo y revolucionario sistema de mandril

Mandrin Quick-Fix®: le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino / fin

HIGH-TECH

PLASTRO
5' - 10000 rpm/tpm

HIGH-TECH

379
350
1

379
370
1

379
450
1



1535222F

1537222F

1545222F

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino / fin

SEPAFLEX®

PLEXOFLEX

3' - 5000 rpm/tpm
402 402
220 220
3 5

389 389
220 220
3 5

1822213F



1822215F

1922213F

1922215F

Número de pedido
Référence

Kit Quick-Fix®
Quick-Fix® Set



KIT DE DISCOS DIAMANTADOS / SET DISQUES DIAMANTÉS
3' - 5000 rpm/tpm

202202F

Número de pedido
Référence



Sistema de mandril Quick Fix®: el nuevo y revolucionario sistema de mandril

Mandrin Quick-Fix®: le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide

ISO 605

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Mandril Quick-Fix®, negro / Mandrin Quick-Fix®, noir

1

810002-1



Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

613 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

GOLDEN-DEVIL

5' - 10000 rpm/tpm

371

220

50

133622F

SHARK DISC

5' - 10000 rpm/tpm

371


260

50

132522F




0,22 mm





0,50 mm



Kit Quick-Fix®

Quick-Fix® Set



KIT GOLDEN-DEVIL / GOLDEN-DEVIL SET


5' - 10000 rpm/tpm

1 Mandril + 50 Discos / 1 Mandrin + 50 disques

202205F



0,50 mm



KIT SHARK DISC / SHARK DISC SET

5' - 10000 rpm/tpm

1 Mandril + 50 Discos / 1 Mandrin + 50 disques

202206F

Número de pedido
Référence

202205F

202206F

Todas las imagenes en tamaño real / Toutes les photos en dimension réelle

73

Smart Fox: un nuevo sistema de mandril de cierre rápido

Smart Fox: la nouvelle génération de mandrin à serrage rapide

Un mandril para discos diamantados y discos de separación

Un mandrin pour les disques diamantés et les disques à tronçonner

ISO 605

SMART FOX mandril / SMART FOX mandrin

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

rotación derecha
rotation à droite

1

810000SF



0,19 mm



grueso / gros

FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

355

220

5

1122145SF



0,10 mm



superfino / superfin

TOPFLEX

5' - 10000 rpm/tpm

355

220

5

14222155F



rotación izquierda
rotation à gauche

1

820000SF



0,17 mm



fino / fin

SUPER-FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

355

220

5

1222145SF



Número de pedido
Référence




Smart Fox: un nuevo sistema de mandril de cierre rápido

Smart Fox: la nouvelle génération de mandrin à serrage rapide

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino / fin

SEPAFLEX®

PLEXOFLEX

3' - 5000 rpm/tpm

402

389

220

220

5

5

1822155F


1922155F



doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

TECHNO I

TECHNO II

3' - 5000 rpm/tpm

350

350

220



220

5

5

18522155F

18622155F



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
613 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

GOLDEN-DEVIL

SHARK DISC

5' - 10000 rpm/tpm

371

371

220

260

50

50

1336225F

1325225F



Beneficios y ventajas / Vos avantages:

- Capacidad adaptiva: la estructura de la superficie modelada se mantiene totalmente conservada.
Adaptabilité: la structure des surfaces est entièrement maintenue.
- Fibras altamente flexibles y resistentes.
Fibres flexibles et résistance élevée.
- Ideal casi para cualquier material dental.
Convient pour pratiquement tous les matériaux dentaires.

Sugerencias para el uso / Suggestions d'utilisation:

La aplicación de **UPOFIX®** requiere un micromotor potente para su uso eficiente, especialmente en el campo de revoluciones bajas.
Utilisez les polissoirs UPOFIX® avec des micromoteurs puissants et à basse vitesse pour un usage efficace.




Velocidad baja : <i>Vitesse de rotation faible:</i>	aprox. 2000-3000 rpm <i>env. 2000-3000 tpm</i>	presión de contacto alta <i>pression élevée</i>	leve abrasión <i>abrasion légère</i>
Velocidad alta : <i>Vitesse de rotation élevée:</i>	aprox. 3000-5000 rpm <i>env. 3000-5000 tpm</i>	presión liviana <i>pression faible</i>	pulido de alto brillo <i>polissage brillant</i>

ATENCION !

No exceda **5000** revoluciones. Se recomienda trabajar de manera intermitente, aplicando presión moderada y a la vez ejecutar movimientos diagonales y circulares para conseguir buenos resultados.

ATTENTION!

Ne pas dépasser **5000 tpm**. Nous recommandons un travail intermittent avec pression moyenne associée à des mouvements circulaires diagonaux.



UPOFIX® pulidores universales / UPOFIX® polissoirs universels

ISO-Nr.
653 104 543 542
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.
Número de pedido
Référence

extra grueso, anillo negro / extragros, bague noire

UPOFIX® 0
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802207 802209
ø 21 mm



Aplicación / Utilisation

- Para todos los metales
Pour tous les métaux

ISO-Nr.
653 104 543 532
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.
Número de pedido
Référence

extra grueso, anillo negro / extragros, bague noire

UPOFIX® I
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802217 802219
ø 21 mm



- Especial para superficies masticatorias y áreas interdentes
Spécialement pour surfaces occlusales et espaces interdentaires
- Como prepulidor para todos los metales
Prépolissoir pour tous les métaux

ISO-Nr.
653 104 543 512
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.
Número de pedido
Référence

mediano, anillo azul / standard, bague bleue

UPOFIX® II
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802227 802229
ø 21 mm



- Especial para superficies masticatorias y áreas interdentes
Spécialement pour surfaces occlusales et espaces interdentaires
- Como pulidor de brillo para todos los metales
Polissoir brillance pour tous les métaux

ISO-Nr.
653 104 543 522
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.
Número de pedido
Référence

grueso, anillo verde / gros, bague verte

UPOFIX® III
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802237 802239
ø 21 mm



- Como prepulidor para cerámica
Prépolissoir pour la céramique

ISO-Nr.
653 104 543 502
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.
Número de pedido
Référence

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

UPOFIX® IV
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802247 802249
ø 21 mm



- Como pulidor de brillo para cerámica
Polissoir brillance pour céramique
- Como prepulidor para resinas compuestas y acrílicos
Prépolissoir pour composites et acryliques

ISO-Nr.
653 104 543 492
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.
Número de pedido
Référence

superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

UPOFIX® V
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802257 802259
ø 21 mm



- Como pulidor de brillo para resinas compuestas y acrílicos
Polissoir brillance pour composites et acryliques

UPOFIX® pulidores universales / UPOFIX® polissoirs universels



ISO-Nr.
653 104 ...
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

UPOFIX® SET
2' - 5000 rpm/tpm
210
set

802279

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Set ->
1 pieza de cada uno 0, I, II, III, IV, V
1 pièce de chaque 0, I, II, III, IV, V

Instrumentos para pulir / Instruments de polissage

Completamente diamantado!
Entièrement diamantés!



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

Tamaño grano/ Grain
ISO 502
ISO-Nr.
653 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

UNIFIX
2' - 3000 rpm/tpm

541
070
2

542
045
2


543
150
2

801919

801949

801929

Número de pedido
Référence



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- Atención!
Bajas revoluciones y presión intermitente
Attention!
Faible vitesse de rotation et pression intermittente

Cepillo de pelo de cabra
Brosse en poils de chèvre




Tamaño grano/ Grain
ISO 502
ISO-Nr.
090 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

GOAT FIX
5' - 10000 rpm/tpm

543
190
6

803011

Número de pedido
Référence




- Metal precioso
Alliages précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Todos los acrílicos
Tous les acryliques

Se requiere pasta para pulir.
Pâte à polir nécessaire.

Instrumentos para pulir / Instruments de polissage

DIADURIT®- impregnado! 1-3μ
Imprégné avec DIADURIT®! 1-3μ



Tamaño grano/ Grain
ISO 491
ISO-Nr.
080 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

SUPERSHINY
2' - 3000 rpm/tpm
372
170
3

803028

Número de pedido
Référence

Pelo natural con pasta para pulir integrada
Poils naturels avec pâte à polir intégrée



Tamaño grano/ Grain
ISO 491
ISO-Nr.
110 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

HYPOFIX-GAMMA
1' - 3000 rpm/tpm
372
220
3

803059

Número de pedido
Référence

Con pasta para pulir integrada
Imprégné avec pâte à polir



Tamaño grano/ Grain
ISO 491
ISO-Nr.
080 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

HYPOFIX-DELTA
1' - 3000 rpm/tpm
372
200
3

803019

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Metales
Métaux
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- 1 montada, 2 sueltas
1 montée, 2 non-montées



- Para todas las aleaciones dentales
Pour tous les alliages dentaires
- Para superficies oclusales
Pour les surfaces occlusales
- 1 montada, 2 sueltas
1 montée, 2 non-montées



- Para todas las aleaciones dentales
Pour tous les alliages dentaires
- Resinas compuestas
Composites
- Para áreas labiales y vestibulares
Pour les surfaces labiales et vestibulaires
- 1 montada, 2 sueltas
1 montée, 2 non-montées

Cepillos para pulir / *Brosses de polissage*

Beneficios y ventajas

Vos avantages:

- Con pasta para pulir integrada.
Sin salpicaciones y sin manchas !

*Avec pâte à polir intégrée.
Ni éclaboussures ni taches !*

Para el pulido higiénico de acrílicos sin baño de lodo !

Pour le polissage hygiénique des acryliques sans boue résiduelle !



Tamaño grano/ *Grain*

ISO 491

ISO-Nr.

100 000 ...

Nr. de figura / *Forme*

ø 1/10 mm

Envase / *Unité d'emb.*

HYPOFIX-POLACRYL

1' - 3000 rpm / *tpm*

543

800

2


803038



Número de pedido

Référence

Aplicación / *Utilisation*



Cepillos para pulir / *Brosses de polissage*



Tamaño grano/ *Grain*
ISO 491
ISO-Nr.
100 000 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

HYPOFIX-ALPHA
1' - 3000 rpm/tpm

543

800


2

803039




Número de pedido
Référence

Aplicación / *Utilisation*



- Para todas las aleaciones dentales
Pour tous les alliages dentaires
- Pulir con extrema vida útil
Polissage avec durée de vie prolongée



Tamaño grano/ *Grain*
ISO 491
ISO-Nr.
100 000 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

HYPOFIX-BETA
1' - 3000 rpm/tpm

543


550

2

803029



Número de pedido
Référence



- Para todas las aleaciones dentales
Pour tous les alliages dentaires
- Pulir con extrema vida útil
Polissage avec durée de vie prolongée

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux

Tamaño grano/ Grain
ISO 542

ISO-Nr.
652 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



extra grueso, anillo negro / extragros, bague noire

DURO-POL
5' - 10000 rpm/tpm

292	292	292	292
070	070	100	100
6	50	6	50

800239 800237 800249 800247

Aplicación / Utilisation



- Para todos los metales
Pour tous les métaux
- Para todos los acrílicos
Pour tous les acryliques
- Para acrílicos blandos
Acryliques mous

Tamaño grano/ Grain
ISO 532

ISO-Nr.
658 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



grueso, anillo verde / gros, bague verte

PALAPOL
5' - 10000 rpm/tpm

275	275	275	275	275	275
120	120	100	100	080	080
6	50	6	50	6	50

800279 800277 800289 800287 800269 800267



- Para todos los metales
Pour tous les métaux
- Pulidor de silicona para el acabado de polimerizados en caliente y en frío
Polissoir silicone pour la finition (sablage) des polymérisats à chaud et à froid
- Para acrílicos blandos
Acryliques mous
- 6 sueltas, 1 mandril
6 non-montés, 1 mandrin
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Tamaño grano/ Grain
ISO 532

ISO-Nr.
658 900...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence




fino, anillo rojo / fin, bague rouge

PALAPOL
5' - 10000 rpm/tpm

275	275	275	275	275	275
120	120	100	100	080	080
6	50	6	50	6	50

800379 800377 800389 800387 800369 800367



- Para todos los metales
Pour tous les métaux
- Pulidor de silicona para el acabado de polimerizados en caliente y en frío
Polissoir silicone pour la finition (sablage) des polymérisats à chaud et à froid
- Para acrílicos blandos
Acryliques mous
- 6 sueltas, 1 mandril
6 non-montés, 1 mandrin
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux

Tamaño grano/ Grain
ISO 502
ISO-Nr.
612 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

SABELKING
5' - 10000 rpm/tpm
292
100
3

800259

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Ideal para el pulido de superficies combinadas de acrílico / metal
Pour le polissage des surfaces combinées acrylique / métal
- Valplast
Valplast



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

UNI-POL
10' - 20000 rpm/tpm

Tamaño grano/ Grain
ISO 502
ISO-Nr.
612 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

372
220
50

114
060
50

600509

600519

Número de pedido
Référence



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Metal precioso
Alliages précieux
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MULTIPOL PREPOLISH
5' - 10000 rpm/tpm

Tamaño grano/ Grain
ISO 501
ISO-Nr.
618 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

373
220
50

303
220
50

114
060
50

543
170
12

600539

600549

600559

600569

Número de pedido
Référence



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

Tamaño grano/ Grain
ISO 501

ISO-Nr.
618 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

MULTIPOL SHINE 5' - 10000 rpm/tpm			
373	303	114	543
220	220	060	170
50	50	50	12

600639

600649

600659

600669

Número de pedido
Référence



ultrafino, anillo blanco / ultrafin, bague blanche

Tamaño grano/ Grain
ISO 492

ISO-Nr.
658 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

SILCO-POL 5' - 10000 rpm/tpm					
372	372	303	303	114	114
220	220	220	220	060	060
6	50	6	50	6	50

812059

812057

812049

812047

812069

812067

Número de pedido
Référence



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

Tamaño grano/ Grain
ISO 502

ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

3' - 18000 rpm/tpm	3' - 12000 rpm/tpm	3' - 10000 rpm/tpm
292	372	303
050	150	150
3	3	3

800299

800129

800309

Número de pedido
Référence


Aplicación / Utilisation



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin



- Pulidor de silicona blando
Polissoir silicone mou
- Metal precioso
Alliages précieux
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Cerámica
Céramique
- 1 unidad montada, 5 sueltas
1 monté, 5 non-montés
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin



- Completamente diamantado,
para alto brillo absoluto
*Entièrement diamanté, pour un
polissage haute brillance*
- Cerámica
Céramique
- Todos los metales
Pour tous les métaux

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux

Tamaño grano/ Grain
ISO 502
ISO-Nr.
803 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

TOP-GLAZE SET

3' - 18000 rpm/tpm	3' - 12000 rpm/tpm
292	372
050	150

Una unidad cada una / 1 pièce de chaque

Número de pedido
Référence

800122



grueso, anillo verde / gros, bague verte

POLO

5' - 10000 rpm/tpm	
372	372
220	220
12	50

Tamaño grano/ Grain
ISO 532
ISO-Nr.
652 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

812079

812077



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

POLLI

5' - 10000 rpm/tpm	
372	372
220	220
12	50

Tamaño grano/ Grain
ISO 522
ISO-Nr.
652 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence


812089

812087

Aplicación / Utilisation



- Completamente diamantado, para alto brillo absoluto
Entièrement diamanté, pour un polissage haute brillance
- Cerámica
Céramique
- Todos los metales
Pour tous les métaux



- Pulidor para todos los metales, especialmente cromo-cobalto
Polissoirs pour tous les métaux, surtout Co-Cr
- Cerámica
Céramique
- 1 unidad montada, 11 sueltas
1 monté, 11 non-montés
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin




- Pulidor para todos los metales, especialmente cromo-cobalto
Polissoirs pour tous les métaux, surtout Co-Cr
- Cerámica
Céramique
- 1 unidad montada, 11 sueltas
1 monté, 11 non-montés
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux

Tamaño grano/ Grain
ISO 524
ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Fase pulido / Passage
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Aplicación / Utilisation




- Pulidor diamantado para trabajar titanio
Polissoirs diamantés pour titane
- Montados
Montés

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Fase pulido / Passage
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



- Pulidor diamantado para trabajar titanio
Polissoirs diamantés pour titane
- Montados
Montés



HERRAMIENTA PARA CALIBRAR / OUTIL DE DÉGAUCHISSAGE

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence


1
810020



Dentado / Denture
ISO 377

ISO-Nr.
310 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation




- Fresas para cera especiales
Fraises spéciales à cire


Dentado / Denture
ISO 366

ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence




- Fresas para cera especiales
Fraises spéciales à cire


Dentado / Denture
ISO 220

ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence




- Diadur
fresas para desbastar para la
técnica de fresado

Diadur
Fraises denture grosse pour tech-
nique de fraisage

Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 103 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence




Dentado / Denture
ISO 135
ISO-Nr.
500 103 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Tamaño grano / Grain
ISO 522/512/502
ISO-Nr.
653/803 103 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



Aplicación / Utilisation



- Diadur pre-fresadoras para la técnica de fresado

Diadur
Fraises denture standard pour technique de fraisage



- Diadur fresas para acabado para la técnica de fresado

Diadur
Fraises denture fine pour technique de fraisage



- Prepulidor (café), pulidores (azul, gris) para la técnica de fresado
Prépolissoir (brun), polissoirs (bleu, gris) pour technique de fraisage

Dentado / *Denture*
ISO 006
ISO-Nr.
500 103 ...
 Nr. de figura / *Forme*
 ø 1/10 mm
 Envase / *Unité d'emb.*

Número de pedido
Référence



fino / fin


FRESA DE PERFORACIÓN / FRAISE DE CENTRAGE
 6' - 12000 rpm/tpm

419
 009
 1

115412



Aplicación / *Utilisation*



- Fresa de perforación: para centrar la posición de perforación
Fraise de centrage pour centrer la position du twister

Dentado / *Denture*
ISO 175
ISO-Nr.
500 103 ...
 Nr. de figura / *Forme*
 ø 1/10 mm
 Envase / *Unité d'emb.*

Número de pedido
Référence

0°



fino, sin anillo / fin, sans bague

FRESAS RANURADORAS / FRAISES DE FISSURE
 6' - 12000 rpm/tpm

111
 010
 1

115012




0°



111
 012
 1

115112



- Para el fresado lateral de ranuras de fricción
Pour le fraisage de rainures de friction latérales

Dentado / Denture
ISO 217/220/190/135
ISO-Nr.
500 103 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

2°	2°	2°	2°
			
sin anillo / sans bague	grueso / gros	mediano / standard	fino / fin
FRESA PARA CERA FRAISE À CIRE 3' - 6000 rpm/tpm	FRESA GRUESO FRAISE GROS 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA MEDIANO FRAISE STANDARD 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA ACABADO FRAISE FINITION 6' - 12000 rpm/tpm
200 023 1	194 023 1	194 023 1	200 023 1
115717L	115462L	115617L	115127L
			

Aplicación / Utilisation



- Diadur
fresas para la conometría en 2°

Diadur
Fraises coniques 2°

Dentado / Denture
ISO 220/190/135
ISO-Nr.
500 103 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

4°	4°	4°
		
grueso / gros	mediano / standard	fino / fin
FRESA GRUESO FRAISE GROS 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA MEDIANO FRAISE STANDARD 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA ACABADO FRAISE FINITION 6' - 12000 rpm/tpm
194 031 1	194 031 1	194 031 1
115472L	115627L	115137L
		



- Diadur
fresas para la conometría en 4°

Diadur
Fraises coniques 4°

Dentado / Denture
ISO 220/190/135
ISO-Nr.
500 103 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

6°	6°	6°
		
grueso / gros	mediano / standard	fino / fin
FRESA GRUESO FRAISE GROS 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA MEDIANO FRAISE STANDARD 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA ACABADO FRAISE FINITION 6' - 12000 rpm/tpm
194 040 1	194 040 1	194 040 1
115482L	115637L	115147L
		



- Diadur
fresas para la conometría en 6°

Diadur
Fraises coniques 6°

Implantan fresas para titanio / Implantan fraises pour titane

Dentado / Denture
ISO 194 / 135
ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

6' - 12000
rpm/tpm

mediano / standard

PRE-FRESADORA /
FRAISE STANDARD

201
035
1

115327L



6' - 12000
rpm/tpm

fino / fin


FRESA PARA ACABADO /
FRAISE DE FINITION

201
035
1

115337L



Aplicación / Utilisation



- Contrafuertes de titanio
Pilier prothétique titane
- Geometría de corte especial para
lograr superficies de titanio finisí-
mas. Pulido simple.
Géométrie de coupe spéciale pour
obtenir des surfaces fines du
titane. Polissage facile.

Diamantes FG galvánicos para el fresado paralelo con la turbina de laboratorio Diamants galvaniques pour le fraisage parallèle avec la turbine de laboratoire

Con refrigeración por agua!
Refroidissement à eau nécessaire!

0°



CIRCONE 0°
- 300.000 rpm/tpm

142
020

Set/Kit 6 unidades/pcs

538099



1°



CIRCONE 1°
- 300.000 rpm/tpm

199
023

Set/Kit 6 unidades/pcs

538199



2°



CIRCONE 2°
- 300.000 rpm/tpm

199
023

Set/Kit 6 unidades/pcs

200115



ISO-Nr.
806 314 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

Set/Kit 0°
Azul / Bleu 538080
Rojo / Rouge 538040
Amarillo / Jaune 538015
Anaranjado / Orange 538008
Rosado / Rose 538004

Set/Kit 1°
Azul / Bleu 538180
Rojo / Rouge 538140
Amarillo / Jaune 538115
Anaranjado / Orange 538108
Rosado / Rose 538104

Set/Kit 2°
Azul / Bleu 537580
Rojo / Rouge 537540
Amarillo / Jaune 537515
Anaranjado / Orange 537508
Rosado / Rose 537504



Super yeso reforzado sintéticamente para las más altas exigencias.

Descripción técnica:

Un yeso extraduro tixotrópico de la clase 4+ con excelente resistencia a la flexión y rotura debido a refuerzo sintético optimizado ! SynaRock cumple con los más altos requisitos relacionados a la precisión de ajuste y es innovador con relación a la reproducción de bordes, estabilidad de bordes, presión, resistencia a la rotura y comportamiento de expansión. Debido a extremadamente alta fluidez se consigue una reproducción de precisión hasta ahora desconocida. La superficie prácticamente lisa como un espejo garantiza una limpieza fácil de los modelos. Muy adecuado para verter todos los materiales como alginatos, hidrocoloides, siliconas, gomas, poliéteres, etc.

Tiempo de trabajo (a 20° C) 6 - 8 minutos

Desmoldeo después de 40 minutos

Expansión de fraguado después de 24 horas < 0,08

Resistencia a la compresión después de 1 hora aprox. 41 N/mm²

Resistencia a la compresión después de 24 horas aprox. 58 N/mm²

Dureza después de 1 hora aprox. 140 N/mm²

Dureza final después de 24 horas aprox. 245 N/mm²

Los valores indicados se refieren a una relación de 100 g polvo : 20 ml agua

Número de pedido:

café	amarillo
28030-8B	28030-8G
(6 x 3kg Bolsas)	(6 x 3kg Bolsas)
28030-3B	28030-3G
(3kg Cubeta)	(3kg Cubeta)
28030-6B	28030-6G
(6kg Cubeta)	(6kg Cubeta)
28030-5B	28030-5G
(25kg Cubeta)	(25kg Cubeta)

Otros colores disponibles a petición

Le plâtre enrichi en acrylique pour les modèles maître répondant aux exigences les plus élevées

Description technique:

Plâtre extra dur thixotrope de la classe 4+, excellente résistance à la flexion/rupture grâce à la liaison acrylique. SynaRock offre un ajustement supérieur et des caractéristiques excellentes quant à la reproduction, la stabilité, au comportement à la pression, à la résistance à la rupture et au comportement à l'expansion. Sa capacité de fluage extrêmement élevée permet d'obtenir une reproduction d'une précision inégalée. La surface lisse comme un miroir garantit le nettoyage facile des modèles. Convient très bien pour la coulée de tous les matériaux comme alginates, hydrocolloïdes, silicone, caoutchouc, polyéther etc.

Temps de traitement (à 20° C) 6 - 8 min.

Démoulable après 40 min.

Expansion de durcissement après 24 heures < 0,08

Résistance à la pression après 1h env. 41 N/mm²

Résistance à la pression après 24h env. 58 N/mm²

Dureté après 1h env. 140 N/mm²

Dureté finale après 24h env. 245 N/mm²

Les valeurs indiquées sont basées sur une ratio de 100 g de poudre pour 20 ml d'eau

Référence:

brun	jaune
28030-8B	28030-8G
(6 x 3kg sachets)	(6 x 3kg sachets)
28030-3B	28030-3G
(3kg seau)	(3kg seau)
28030-6B	28030-6G
(6kg seau)	(6kg seau)
28030-5B	28030-5G
(25kg seau)	(25kg seau)

Autres couleurs sur demande.



SynaRock III

El yeso para modelos versátil y de fraguado rápido.

Descripción técnica:

Un yeso natural duro para modelos, clase III, de fraguado rápido y de muy baja expansión. Uso versátil en prótesis completas y parciales. Para la fabricación de modelos de contramordida, de situación, de trabajo y de reparación. También se puede utilizar para incrustar en prótesis acrílicas y como yeso de base.

Tiempo de procesamiento (a 20° C) 5 - 6 min.
Desmoldeable después de 8 - 9 min
Expansión de fraguado después de 2 h < 0,08

**Resistencia a la compresión después
de 1h aprox. 32 N/mm²**

Tiempo de agitación 15 segundos pre-agitación a mano +
30 segundos en vacío,
Alternativamente: 60 segundos
a mano

Los valores indicados se refieren a un factor de agua de
100 g de polvo : 30 ml de agua destilada.

N° de pedido: 28030-III
Color: azul, cubeta de 25 kg

SynaRock III

Plâtre multifonction à durcissement rapide.

Description technique:

Un plâtre naturel classe III pour modèle, durcit rapidement, bénéficiant d'une faible expansion. Peut être utilisé pour plusieurs applications comme les prothèses complètes ou partielles y compris pour la fabrication de modèles de malocclusion, de situation ainsi que de réparation. Sert également pour le revêtement des prothèses acryliques ainsi que comme plâtre de base.

*Temps de traitement (à 20° C) 5 à 6 min.
Démoulage après 8 à 9 min.
Expansion de durcissement après 2 heures < 0,08*

Résistance à la pression après 1 heure env. 32 N/mm²

Temps de mélange 15 sec. / manuellement pré-mélange +
30 sec. / mélange sous vide, ou 60 sec.
pour un mélange manuel.

*Les valeurs indiquées sont basées sur un ratio de 100 g de
poudre pour 30 ml d'eau distillée.*

Référence: 28030-III
Couleur: bleu, 25kg/seau



SynaRock Arti

El yeso para articular de fraguado rápido.

Descripción técnica:

Un yeso natural de clase II:I con muy baja expansión, gran fuerza de adhesión y excelente fortaleza de permanencia. Fijación precisa de los modelos durante la articulación. También se puede utilizar para llaves gingivales y las bases de fresado. Trabajo racional gracias al corto tiempo de fraguado.

Tiempo de procesamiento (a 20° C) 1,5 min.
Desmoldeable después de 3 minutos
Expansión de fraguado después de 2 h < 0,01

**Resistencia a la compresión después
de 1h aprox. 25 N/mm²**

Tiempo de agitación 30 segundos a mano

Los valores indicados se refieren a un factor de agua de 100 g de polvo : 30 ml de agua destilada.

N.º de pedido: 28030-Arti
Color: blanco, cubeta de 25 kg

SynaRock Arti

Plâtre pour articulateur à durcissement rapide.

Description technique:

Un plâtre naturel classe II:I à très faible taux d'expansion, forte puissance adhésive et excellente stabilité. Fixation précise des modèles sur articulateurs. Peut être utilisé aussi pour matrices et socles de fraisage. Travail efficace grâce à un durcissement rapide.

*Temps de traitement (à 20° C) 1,5 min.
Démoulage après 3 min. environ
Expansion de durcissement après 2 heures < 0,01*

Résistance à la pression après 1 heure env. 25 N/mm²

Temps de mélange 30 sec. manuellement

Les valeurs indiquées sont basées sur un ratio de 100 g de poudre pour 30 ml d'eau distillée.


Référence: 28030-Arti
Couleur: blanc, 25kg/seau

Artículos para trabajar yeso / Articles pour travailler le plâtre



Tamaño grano/ Grain
ISO 544
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



extra grueso, anillo negro/ extragros, bague noire

PLASTRIM
10' - 20000 rpm/tpm

114
070
1

61126

201
070
1

61124

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Yeso
Plâtre



TopGlue

Pegamento rápido
N° de pedido: 25022

• Contenido: 10 ml
N° de pedido: 25023

• Contenido: 25 ml

Pegamento ciano instantáneo super rápido de muy baja viscosidad (<20 MPa·s) a base de metil éster para unir muchos materiales (yeso, metal, acrílicos, cera, cerámicas, etc.). Resistencia térmica (50°C hasta +80°C, por poco tiempo hasta +100°C). Alta aceleración de endurecimiento sobre fondo húmedo, utilizable sobre yeso seco como endurecedor de superficie y sellador. Compatible con Durolan espaciador.

TopGlue

Colle instantanée
Référence: 25022

• Contenu: 10 ml
Référence: 25023

• Contenu: 25 ml

Colle cyanique instantanée de faible viscosité (<20 MPa·s) sur base ester de méthyle pour une liaison parfaite de nombreux matériaux (plâtre, métal, acryliques, cire, céramique etc.). Résistance thermique (-50°C à +80°C, brièvement jusqu'à +100°C). Accélération du durcissement plus élevée sur une base humide: utilisable comme durcisseur de surface et comme colmateur sur du plâtre sec. Compatible avec la laque Durolan.



Spray de silicona

N° de pedido: 15139

- Contenido: 75 ml
- Este spray universal separa los siguientes materiales:
yeso contra acrílico y yeso contra goma (base de modelo), yeso contra metal (articuladores), yeso contra cera, yeso contra acrílico (fundición de modelos) yeso contra yeso
- Distancia de rociado: aprox. 10 cm


UN 1950 clase 2.2

Spray silicone

Référence: 15139

- Contenu: 75 ml
- Ce spray de séparation universel sépare :
Plâtre contre acrylique et plâtre contre caoutchouc (socle modèle), plâtre contre métal (articulateurs), plâtre contre cire, plâtre contre acryliques (coulée du modèle) plâtre contre plâtre
- Distance de pulvérisation: env. 10 cm

UN 1950 classe 2.2



Plastodur

Nº de pedido: 26000

- Contenido: 25 ml

Aplicar Plastodur no diluido sobre la superficie del yeso con un pincel. Con esto la eficacia de materiales aislantes se aumenta y se evita en gran parte la abrasión de los puntos de contacto durante movimientos de articulación.

Resistente a los rasguños después de 15 minutos, completamente duro después de 30 minutos.

UN 1263 clase 3
grupo de embalaje II

Plastodur

Référence: 26000

- Contenu: 25 ml

Appliquer Plastodur non dilué au pinceau sur la surface du plâtre. L'effet des isolants est ainsi augmenté et l'abrasion des points de contact lors des mouvements articulaires diminuée.

Résistance à l'abrasion après 15 min., rigidité totale après 30 min.

UN 1263 classe 3
groupe d'emballage II



ISOFIX

Nº de pedido: 25035

- Contenido: 25 ml

ISOFIX-recambios

Nº de pedido: 25034

- Contenido: 500 ml
- Aísla yeso contra cera y yeso contra yeso
- Forma un microfilme de 3-5µ
- Aplicar finamente con el pincel una sola vez
- Coronas y puentes de cera pueden ser levantadas con extrema facilidad, libres de tensión y grietas
- Ninguna formación de manchas en la parte interna de la corona
- Sin disolventes y soluble en agua

ISOFIX

Référence: 25035

- Contenu: 25 ml

ISOFIX-accessoires

Référence: 25034

- Contenido: 500 ml
- Isole plâtre contre cire et plâtre contre plâtre
- Forme un microfilm de 3-5µ
- Appliquer une fine couche au pinceau
- Les couronnes et les ponts en cire peuvent être retirés très facilement et sans tension ni fente
- Pas de trace d'écoulement à l'intérieur des couronnes
- Sans solvant et hydrosoluble



Espaciadores Durolan-Set

Nº de pedido: 25000SET

- Contenido: 25 ml cada uno
- Espaciadores en azul, rojo, dorado, plata, claro y diluyente
- Aplicación individual del espesor de capa
- Superficie lisa, resistente al rayado

Laque modèle Durolan-Set

Référence: 25000SET

- Contenu: 25 ml de chaque
- Laque modèle en bleu, rouge, argent, or, clair et diluant
- Application individuelle de l'épaisseur de couche
- Surface lisse, résistant à l'abrasion

UN 1263 clase 3
grupo de embalaje II

UN 1263 classe 3
groupe d'emballage II

Artículos para trabajar yeso: espaciador

Articles pour travailler le plâtre: laque modèle



Durolan

Nº de pedido: 25001

- Espaciador, azul, 25 ml
- Espesor de capa: 5µ

Durolan

Référence: 25001

- Laque modèle, bleu, 25 ml
- Épaisseur de couche: 5µ

Características:

- Aplicación individual del espesor de la capa
- Superficie lisa, resistente a los rasguños

Caractéristiques:

- Application individuelle de l'épaisseur de couche
- Surface lisse, résistant à l'abrasion

UN 1263 clase 3 grupo de embalaje II

UN 1263 classe 3 groupe d'emballage II



Durolan

Nº de pedido: 25002

- Espaciador, rojo, 25 ml
- Espesor de capa: 10µ

Durolan

Référence: 25002

- Laque modèle, rouge, 25 ml
- Épaisseur de couche: 10µ



Durolan diluyente

Nº de pedido: 25010

- Diluyente para espaciador
- Contenido: 25 ml

Durolan diluant

Référence: 25010

- Diluant pour laque modèle
- Contenu: 25 ml



Durolan

Nº de pedido: 25003

- Espaciador, plata, 25 ml
- Espesor de capa: 13µ

Durolan

Référence: 25003

- Laque modèle, argent, 25 ml
- Épaisseur de couche: 13µ



Durolan

Nº de pedido: 25004

- Espaciador, claro, 25 ml
- Endurecedor de superficie
- Espesor de capa: 3-5µ

Durolan

Référence: 25004

- Laque modèle, clair, 25 ml
- Durcisseur
- Épaisseur de couche: 3-5µ

Características:

- Para evitar abrasiones de puntos de contacto oclusales en yeso
- Cubrir el antagonista de yeso con laca transparente
- Indicado para aplicar en superficies basales para aislar y endurecer superficies de yeso
- Adecuado como primera capa antes de aplicar espaciadores de color

Caractéristiques:

- Évite l'abrasion des points de contact occlusaux
- Appliquer la laque transparente sur l'antagoniste en plâtre
- Convient pour l'application sur des surfaces basales pour l'isolation et le durcissement de surfaces plâtre
- Sert comme couche de base avant l'application de la laque modèle



Durolan

Nº de pedido: 25005

- Espaciador, oro, 25 ml
- Espesor de capa: 15µ

Durolan

Référence: 25005

- Laque modèle, or, 25 ml
- Épaisseur de couche: 15µ

Artículos para trabajar yeso: espaciador

Articles pour travailler le plâtre: laque modèle



Durolan

N° de pedido: 25006

- Espaciador, beige, 25 ml
- Espesor de capa: 10µ

Características:

- Especialmente adecuado para cerámica sin metal
- Escaneable

UN 1263 clase 3 grupo de embalaje II
UN 1263 classe 3 groupe d'emballage II

Durolan

Référence: 25006

- Laque modèle, beige, 25 ml
- Épaisseur de couche: 10µ

Caractéristiques:

- Particulièrement approprié pour la céramo-céramique
- Peut être scanné



Rebase / Rebasage



OKKLAMAT


N° de pedido: 81010

- Aparato para rebase rápido
- Para el rebase rápido de prótesis parciales y totales; utilizable con cualquier aparato de polimerización
- De plástico robusto, reforzado con fibras minerales, resistente al calor hasta 180°C

OKKLAMAT

Référence: 81010

- Appareil de rebasage rapide
- Pour un rebasage rapide des prothèses totales et partielles, utilisable avec tout appareil de polymérisation
- En plastique robuste renforcé de fibres minérales, résistant à la température jusqu'à 180°C



Gel de duplicación / *Gélatine de duplication*



DFS gel de duplicación verde

Nº de pedido: 28028

- Contenido: 6 kg
- Gel de duplicación para masas de revestimiento para esqueléticos y para la técnica de colado de resina
- Reversible

DFS gélatine de duplication verte

Référence: 28028

- *Contenu: 6 kg*
- *Gélatine de duplication pour stellites et la technique de coulée d'acryliques*
- *Reversible*



DFS gel de duplicación yeso Rosado

Nº de pedido: 28029

- Contenido: 6 kg
- Gel de duplicación para yeso
- Reversible

DFS gélatine de duplication plâtre Rose

Référence: 28029

- *Contenu: 6 kg*
- *Gélatine de duplication pour plâtre*
- *Reversible*



DFS gel de duplicación yeso Transparente

Nº de pedido: 28030

- Contenido: 6 kg
- Gel de duplicación para yeso
- Reversible


DFS gélatine de duplication plâtre Transparent

Référence: 28030

- *Contenu: 6 kg*
- *Gélatine de duplication pour plâtre*
- *Reversible*

Instrumentos manuales para laboratorio

Instruments manuels pour laboratoire



**Instrumento para modelar
LeCron**


N° de pedido: 7003807

- Longitud: 15,5 cm
- Acero inoxidable

***Instrument de modelage
LeCron***

Référence: 7003807

- Longueur: 15,5 cm
- Acier inoxydable



**Instrumento para modelar
Zahle**


N° de pedido: 7003808

- Longitud: 12 cm
- Acero inoxidable

***Instrument de modelage
Zahle***

Référence: 7003808

- Longueur: 12 cm
- Acier inoxydable



Espátula para mezclar

N° de pedido: 7003812

- Longitud: 17,5 cm
- Acero inoxidable

Spatule de malaxage

Référence: 7003812

- Longueur: 17,5 cm
- Acier inoxydable



**Cuchillos de cera
Fahnenstock**

N° de pedido: 7003809

- Longitud: 17,5 cm
- Acero inoxidable

***Couteaux de cire
Fahnenstock***

Référence: 7003809

- Longueur: 17,5 cm
- Acier inoxydable

N° de pedido: 7003810

- Longitud: 13,5 cm
- Acero inoxidable

Référence: 7003810

- Longueur: 13,5 cm
- Acier inoxydable



Pinza para soldar


N° de pedido: 7003813

- Longitud: 16,5 cm
- Acero inoxidable

Brucelle à souder

Référence: 7003813

- Longueur: 16,5 cm
- Acier inoxydable



Pinza mosquito, doblada

N° de pedido: 7003814

- Longitud: 12,5 cm
- Acero inoxidable


Pince mosquito, courbé

Référence: 7003814

- Longueur: 12,5 cm
- Acier inoxydable

Instrumentos manuales para laboratorio

Instruments manuels pour laboratoire



Mango para bisturí Nr. 3

Nº de pedido: 7003815

- Longitud: 12,7 cm
- Incluye 10 hojas
- Acero inoxidable

Hojas de repuesto

Nº de pedido: 7003816

- Contiene 10 hojas

Manche bistouri No. 3

Référence: 7003815

- Longueur: 12,7 cm
- 10 lames incluses
- Acier inoxydable

Lames de rechange

Référence: 7003816

- Contenu: 10 lames



Titanoform doble mango

Nº de pedido: 7006...

- ... 0 negro (mango)
- ... 1 amarillo (mango)
- ... 2 rojo (mango)
- ... 3 azul (mango)
- ... 4 verde (mango)

- Esterilizable hasta 134°C
- Diseño anatómico
- Modelación comfortable
- Medidas:
l = 12 cm, ø = 8,2 mm

Titanoform à poignée double

Référence: 7006...

- ... 0 noir (cone-socket)
- ... 1 jaune (cone-socket)
- ... 2 rouge (cone-socket)
- ... 3 bleu (cone-socket)
- ... 4 vert (cone-socket)

- Stérilisable jusqu'à 134°C
- Forme anatomique
- Modelage comfortable
- Dimensions:
l = 12 cm, ø = 8,2 mm

Inclusive anillo de goma como
dispositivo de bloqueo
Avec anneau caoutchouc
comme butée



TITANOFORM
EXTREMOS CUBIERTOS CON TIN /
INSERTS AVEC REVÊTEMENT TIN

TITANOFORM
EXTREMOS CUBIERTOS / INSERTS

Envase / Unité d'emb.

1

1

1

1

1

1

1

1

7002903

7002904

7003004

7003103

7002901

7002902

7003002

7003101

Número de pedido
Référence

Cera de inmersión / Cire pour immersion



Cera Flexidip

Nº de pedido: 840001

- Contenido: 50 g
- Flexidip, la cera de inmersión especial y flexible para fabricar capitas de cera elásticas. Adecuado para aparatos de inmersión eléctricos.

Cire Flexidip

Référence: 840001

- Contenu: 50 g
- Flexidip - la cire acrylique spéciale flexible pour l'immersion et la fabrication des coiffes en cire élastiques. Peut être utilisée avec l'immersion électrique.

Desburbuador / Agent tensio-actif silicone et cire



Desburbuador / Agent tensio-actif silicone et cire

Nº de pedido: 25030

- Contenido: 500 ml
- Con botella pulverizadora
- Para relajar impresiones de silicona y modelaciones de cera
- Deja una superficie lisa
- Evapora en 5-15 segundos libre de residuos (dependiendo de la temperatura ambiental)
- Breve tiempo de secado
- En impresiones de silicona se obtiene precisión de reproducción nítida con relación a los bordes, especialmente en inlays y márgenes de preparación poco desarrollados
- Partes internas de coronas y fisuras finas se reproducen libres de burbujas y con contornos exactos
- Finas retenciones y partes de ganchos en trabajos de esqueléticos se reproducen en calidad excelente
- Pulverizar o sumergir
- Agitar antes de usar!

Référence: 25030

- Contenu: 500 ml
- Avec pulvérisateur à pompe
- Pour la détente des empreintes silicone et des modelages en cire
- Laisse des surfaces lisses
- S'évapore sans résidu en l'espace de 5-15 sec. (en fonction de la température d'ambiance)
- Temps de séchage court
- Exactitude de la reproduction des empreintes silicone, particulièrement en cas d'inlays et de bords de préparation faiblement définies
- Reproduction sans bulles et exacte de l'intérieur des couronnes et des fissures fines
- Excellente qualité de reproduction des parties fines rétentes et des crochets de stellites
- Pulvériser ou immerger
- Agiter avant l'emploi!

UN 1993 clase 3
grupo de embalaje II

UN 1993 classe 3
groupe d'emballage II

Cera / Cire



Cera para modelar, azul
N° de pedido: 84201
60 g en lata

Cire de modelage, bleu
Référence: 84201
60 g en boîte



Cera para modelar, marfil
N° de pedido: 84205
60 g en lata

Cire de modelage, ivoire
Référence: 84205
60 g en boîte



Cera para modelar, gris
N° de pedido: 84204
60 g en lata

Cire de modelage, gris
Référence: 84204
60 g en boîte

**Adecuado para cerámica prensada !
Peut être utilisée pour la céramique pressée!**



Cera para modelar, neon-verde
N° de pedido: 84210
60 g en lata

Cire de modelage, néon-vert
Référence: 84210
60 g en boîte

**Adecuado para cerámica prensada !
Peut être utilisée pour la céramique pressée!**



Cera cervical, morado
N° de pedido: 84206
60 g en lata

Cire cervicale, violet
Référence: 84206
60 g en boîte

**Adecuado para cerámica prensada !
Peut être utilisée pour la céramique pressée!**



Cera para fresar, verde musgo
N° de pedido: 84207
60 g en lata

Cire de fraisage, vert mousse
Référence: 84207
60 g en boîte



**Cera para rellenar socavaduras,
rojo coral**
N° de pedido: 84208
60 g en lata

*Cire de comblement, rouge
corail*
Référence: 84208
60 g en boîte



Cera CAD CAM para escanear
N° de pedido: 84213
60 g en lata

Cire CAD CAM pour scannage
Référence: 84213
60 g en boîte

Adecuado para cerámica prensada !
Peut être utilisée pour la céramique pressée!



Hilo de cera, verde

Ø aprox. 3 mm

Nº de pedido: 84303

- Contenido: 250 g sobre rollo

Ø aprox. 2,5 mm

Nº de pedido: 84307

- Contenido: 250 g sobre rollo

Ø aprox. 1,5 mm

Nº de pedido: 84306

- Contenido: 250 g sobre rollo

Fils de cire, vert

Ø env. 3 mm

Référence: 84303

- Contenu: 250 g sur rouleau

Ø env. 2,5 mm

Référence: 84307

- Contenu: 250 g sur rouleau

Ø env. 1,5 mm

Référence: 84306

- Contenu: 250 g sur rouleau

Cera stick-on

Nº de pedido: 85002

- Contenido: 100 g
- Diámetro: Ø 0,4 mm
- En varillas
- Amarillo

Cire de colle

Référence: 85002

- Contenu: 100 g
- Diamètre: Ø 0,4 mm
- En forme de barres
- Jaune



Adecuado para cerámica prensada !
Peut être utilisée pour la céramique pressée!



Bebederos en forma de
pera, rojo
ø 8 mm


*Poires de coulée, rouge
ø 8 mm*

Nº de pedido: 840008

Référence: 840008

• Contenido: aprox. 150 piezas

• Contenu: env. 150 pièces



Bebederos en forma de
pera, turquesa
ø 9 mm

*Poires de coulée, turquoise
ø 9 mm*

Nº de pedido: 840009

Référence: 840009

• Contenido: aprox. 120 piezas

• Contenu: env. 120 pièces



Cera: Modelación de superficies masticatorias / Cire: modelation des surfaces occlusales



La corona anatómica perfecta con superficie masticatoria individual en 2 a 3 minutos.

La couronne anatomique parfaite avec surface occlusale individuelle en 2-3 minutes.



Okkluflex

El método fácil y rápido para generar superficies oclusales gnatólógicas individuales.

Nº de pedido: 11100

- Altamente resistente a la rotura (Silcotex)
- Se encoge a su forma original
- Transparente (para fotocurado)
- Estable en superficie plana
- Autoaislante
- Adecuado para cera, cerámica y resina compuesta
- En cerámicas se usa junto con Kera-Sep-Spray (número de pedido 11141)

Envases de recarga de 2 piezas

Nº de pedido:

1110-14	1110-24	1110-34	1110-44
1110-15	1110-25	1110-35	1110-45
1110-16	1110-26	1110-36	1110-46
1110-17	1110-27	1110-37	1110-47

La méthode simple et rapide d'une modelation individuelle des surfaces occlusales gnathologiques.

Référence: 11100

- Résistance à la rupture élevée (Silcotex)
- Rétractant
- Transparent (pour photopolymérisation)
- Stable
- Auto-isolant
- Convient pour cire, céramique et composites
- Pour la céramique, utiliser avec Kera-Sep-Spray (Référence: 11141)

Reassortiments 2 pièces

Référence:

1110-14	1110-24	1110-34	1110-44
1110-15	1110-25	1110-35	1110-45
1110-16	1110-26	1110-36	1110-46
1110-17	1110-27	1110-37	1110-47

Cera: Modelación de superficies masticatorias / *Cire: modelation des surfaces occlusales*



- ① Elabore la capa de cera tal como siempre.

Fabriquer la coiffe de cire comme d'habitude.



- ⑤ ... y complete la forma anatómica.

... et compléter la forme anatomique.



- ② Rellene el patrón de cera con cera para modelar a 2/3.

Remplir le modèle avec la cire de modelage jusqu'au 2/3.




- ⑥ Superficie oclusal de cera
Surface occlusale cire



- ③ Posicione el patrón de cera sobre la capa de cera antes de que la cera se endurezca.

Placer le modèle sur la coiffe de cire tant que la cire reste modelable.




- ⑦ Superficie oclusal de cerámica
Surface occlusale céramique



- ④ Compruebe oclusión en el articulador ...

Contrôler l'occlusion dans l'articulateur ...



- ⑧ Superficie oclusal de resina compuesta
Surface occlusale composite

Piezas auxiliares de cera para modelaje / *Éléments auxiliaires cire*



Singles Intro-Set

Nº de pedido: 81055

Recipiente: azul

Contenido:

- 108 piezas de cera ordenadas


Singles intro-set

Référence: 81055

Boîte: bleue

Contenu:

- 108 pièces assorties



		17 / 16	13	12	11	21	22	23	26 / 27	prem		
Maxila / Maxillaire supérieur	C										C	Maxila / Maxillaire supérieur
	B										B	
	A										A	
Mandibula / Maxillaire inférieur	A										A	Mandibula / Maxillaire inférieur
	B										B	
	C										C	
		47 / 46	45	44	43	33	34	35	36 / 37	front		

Recambios / reassortiments

- Contenido: 20 pzs cada una
- Contenu: 20 pcs de chaque

810763 <=> 17/16 C	810113 <=> 11 C	810213 <=> 21 C	811341 <=> 34 A
810762 <=> 17/16 B	810112 <=> 11 B	810212 <=> 21 B	811342 <=> 34 B
810761 <=> 17/16 A	810111 <=> 11 A	810211 <=> 21 A	811343 <=> 34 C
810133 <=> 13 C	811761 <=> 47/46 A	810223 <=> 22 C	811351 <=> 35 A
810132 <=> 13 B	811762 <=> 47/46 B	810222 <=> 22 B	811352 <=> 35 B
810131 <=> 13 A	811763 <=> 47/46 C	810221 <=> 22 A	811353 <=> 35 C
810123 <=> 12 C	811451 <=> 45 A	810233 <=> 23 C	811671 <=> 36/37 A
810122 <=> 12 B	811452 <=> 45 B	810232 <=> 23 B	811672 <=> 36/37 B
810121 <=> 12 A	811453 <=> 45 C	810231 <=> 23 A	811673 <=> 36/37 C
	811441 <=> 44 A	810673 <=> 26/27 C	810453 <=> prem C
	811442 <=> 44 B	810672 <=> 26/27 B	810452 <=> prem B
	811443 <=> 44 C	810671 <=> 26/27 A	810451 <=> prem A
	811431 <=> 43 A	811331 <=> 33 A	811001 <=> front A
	811432 <=> 43 B	811332 <=> 33 B	811002 <=> front B
	811433 <=> 43 C	811333 <=> 33 C	811003 <=> front C

Piezas auxiliares de cera para modelaje / *Éléments auxiliaires cire*



Quattro Intro-Set

Nº de pedido: 84070

Recipiente: azul

Contenido:

- 36 piezas de cera ordenadas
- 4 dientes por cada fila
- 144 dientes
- 2 filas por tamaño
- 3 tamaños


Quattro intro-set

Référence: 84070

Boîte: bleue

Contenu:

- 36 pièces assorties
- 4 dents par élément
- 144 dents
- 2 pièces par taille
- 3 tailles



		17 / 14	12 / 22	24 / 27		
Maxila / Maxillaire supérieur	C				C	Maxila / Maxillaire supérieur
	B				B	Maxila / Maxillaire supérieur
	A				A	Maxila / Maxillaire supérieur
Mandibula / Maxillaire inférieur	A				A	Mandibula / Maxillaire inférieur
	B				B	Mandibula / Maxillaire inférieur
	C				C	Mandibula / Maxillaire inférieur
		47 / 44	42 / 32	34 / 37		
		palatinal	lingual	palatinal		

Recambios / reassortiments

- Contenido: 10 pzs cada una

- Contenu: 10 pcs de chaque

840743 <—> 17/14 C

840742 <—> 17/14 B

840741 <—> 17/14 A

840223 <—> 12/22 C

840222 <—> 12/22 B

840221 <—> 12/22 A

840473 <—> 24/27 C

840472 <—> 24/27 B

840471 <—> 24/27 A

841741 <—> 47/44 A

841742 <—> 47/44 B

841743 <—> 47/44 C

841221 <—> 42/32 A

841222 <—> 42/32 B

841223 <—> 42/32 C

841471 <—> 34/37 A

841472 <—> 34/37 B

841473 <—> 34/37 C

Preformas de ganchos de cera / Cire: crochets en cire



Ganchos premolares

Nº de pedido: 84401

- Contenido: 10 x 20 piezas

Crochets prémolaires

Référence: 84401

- Contenu: 10 x 20 pièces



Ganchos molares

Nº de pedido: 84402

- Contenido: 10 x 20 piezas

Crochets molaires

Référence: 84402

- Contenu: 10 x 20 pièces



Cera de colar, vetada


Nº de pedido: 84405

- Contenido: 15 laminas
- Espesor: 0,4 mm

Cire de coulée, pointillée

Référence: 84405

- Contenu: 15 feuilles
- Epaisseur: 0,4 mm



Retenciones agujereadas, maxilar superior

Nº de pedido: 84407

- Contenido: 15 laminas

Rétentions perforées, maxillaire

Référence: 84407

- Contenu: 15 feuilles



Barras sublinguales

Nº de pedido: 84409

- Contenido: 65 g

Barres sublinguales

Référence: 84409

- Contenu: 65 g



Perfiles de barra de cera 1,0 mm

Nº de pedido: 84410

- Contenido: 40 g

Barres profilées 1,0 mm

Référence: 84410

- Contenu: 40 g



Pincel para alisar cera

Nº de pedido: 84800


- Contenido: 1 pieza
- Pincel ultra blando para alisar la superficie de cera

Brosse de lissage cire

Référence: 84800

- Contenu: 1 pièce
- Brosse ultrafine pour le lissage de la cire

Aditamentos biocompatibles para prótesis removibles / Technique des attachements biocompatibles pour prothèses amovibles



Topline Set
Fricción normal
N° de pedido: 43050-1

Topline set
Friction normale
Référence: 43050-1

Topline Set
Fricción fuerte
N° de pedido: 43050-2

Topline set
Friction serrée
Référence: 43050-1

2 piezas cada una: pieza macho, piezas hembra duplicadoras (se queman sin dejar residuos), pieza hembra (vaina de fricción de precisión de PEEK)

2 pièces par set: partie mâle, matrice de doublage (brûlent sans résidu), partie femelle (douille de friction de précision en PEEK).

Envase de recarga
N° de pedido: 43052
4 piezas cada una:
piezas macho

Recharges
Référence: 43052
4 pcs: partie mâle

Envase de recarga
Fricción normal
N° de pedido: 43053-1
4 piezas cada una:
piezas hembra
Fricción fuerte
N° de pedido: 43053-2
4 piezas cada una:
piezas hembra

Recharges
Friction normale
Référence: 43053-1
4 pcs: partie femelle
Friction serrée
Référence: 43053-2
4 pcs: partie femelle



Simplex RS Set
Fricción normal
N° de pedido: 43010-1

Simplex RS set
Friction normale
Référence: 43010-1

Simplex RS Set
Fricción fuerte
N° de pedido: 43010-2

Simplex RS set
Friction serrée
Référence: 43010-2

2 piezas cada una: pieza macho, piezas hembra duplicadoras (se queman sin dejar residuos), pieza hembra (vaina de fricción de precisión de PEEK)


2 pièces par set: partie mâle, matrice de doublage (brûlent sans résidu), partie femelle (douille de friction de précision en PEEK).

Envase de recarga
N° de pedido: 43012
4 piezas cada una:
piezas macho

Recharges
Référence: 43012
4 pcs: partie mâle

Envase de recarga
Fricción normal
N° de pedido: 43013-1
4 piezas cada una:
piezas hembra
Fricción fuerte
N° de pedido: 43013-2
4 piezas cada una:
piezas hembra

Recharges
Friction normale
Référence: 43013-1
4 pcs: partie femelle
Friction serrée
Référence: 43013-2
4 pcs: partie femelle




Aditamentos de plástico para puentes partidos

Technique des attachements pour bridges séparés

Los aditamentos de plástico están fabricados de plástico que se quema sin dejar residuos. Debido a esto, pueden ser fundidos con cualquier aleación dental al modelar los aditamentos sobre los objetos de cera. Las diferentes formas y tamaños y los diseños paralelos y cónicos de estos aditamentos permiten usarlos para cualquier tipo de puentes removibles parciales o fijos como también para restauraciones con un precisión rest.

La varilla de plástico alargada puede ser insertada sin problemas en cualquier paralelómetro. Después de la fijación se separa la varilla de la parte del aditamento con un bisturí y esta es modelada dentro de la forma anatómica de la corona.


Los siguientes aditamentos son interlock o aditamentos intracoronales y utilizables para todos los dientes para nivelar divergencias de contrafuertes.



Les attachements plastiques sont fabriqués en acrylique calcinable sans résidu et peuvent donc être coulés avec tout alliage dentaire par modelage sur l'élément en cire. Les différentes formes et tailles et la conception parallèle et/ou conique des attachements plastiques couvrent tous les domaines d'utilisation pour des ponts fixes et partiellement amovibles ainsi que des constructions avec un reste de précision.

La tige plastique prolongée peut être fixée facilement dans le parallélogramme. Après la fixation, la tige est coupée de l'attachement avec un scalpel et celui-ci est intégré par modelage dans la forme anatomique de la couronne.

Les attachements suivants sont des attachements interlock ou intracoronaires et sont utilisables pour l'égalisation des divergences de piliers de toutes les dents.



Tube Lock 0 (mini)


Nº de pedido: 410803

- Contenido:
 - 3 piezas macho (Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 piezas hembra
 - 3 pines de cerámica
 - Pin paralelo
- El pin de cerámica evita la formación de burbujas al vaciar y hace posible una guía óptima de la pieza macho

Tube Lock 0 (mini)

Référence: 410803

- Contenu:
 - 3 parties mâles (tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 parties femelles
 - 3 bâtons céramiques
 - Bâton parallèle
- Le bâton céramique empêche la formation de bulles au modelage et permet un guidage idéal de la partie mâle



Tube Lock 1 (pequeño)


Nº de pedido: 410813

- Contenido:
 - 3 piezas macho (Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 piezas hembra
 - 3 pines de cerámica
 - Pin paralelo
- El pin de cerámica evita la formación de burbujas al vaciar y hace posible una guía óptima de la pieza macho

Tube Lock 1 (petit)

Référence: 410813

- Contenu:
 - 3 parties mâles (tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 parties femelles
 - 3 bâtons céramiques
 - Bâton parallèle
- Le bâton céramique empêche la formation de bulles au modelage et permet un guidage idéal de la partie mâle



Tube Lock 2 (estándar)

Nº de pedido: 410823

- Contenido:
 - 3 piezas macho (Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 piezas hembra
 - 3 pines de cerámica
 - Pin paralelo
- El pin de cerámica evita la formación de burbujas al vaciar y hace posible una guía óptima de la pieza macho


Tube Lock 2 (standard)

Référence: 410823

- Content:
 - 3 parties mâles (tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 parties femelles
 - 3 bâtons céramiques
 - Bâton parallèle
- Le bâton céramique empêche la formation de bulles au modelage et permet un guidage idéal de la partie mâle

Aditamentos de plástico para puentes partidos

Technique des attachements pour bridges séparés



Aditamento T-micro


Nº de pedido: 410833

- Contenido:
3 piezas macho
(Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
3 piezas hembra
- Dimensiones: 6,0/2,1 mm

T-attachement micro

Référence: 410833

- Contenu:
3 parties mâles
(tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
3 parties femelles
- Dimensions: 6,0/2,1 mm



Aditamento varilla


Nº de pedido: 410863

- Contenido:
3 piezas macho
(Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
3 piezas hembra
- Dimensiones: 5,2/2,0 mm

Rod-attachement

Référence: 410863

- Contenu:
3 parties mâles
(tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
3 parties femelles
- Dimensions: 5,2/2,0 mm



Aditamento-Mini-Rest


Nº de pedido: 410873

- Contenido:
3 piezas macho
(Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
3 piezas hembra
- Dimensiones: 6,6/1,7 - 1,9 mm

Mini-rest-attachement

Référence: 410873

- Contenu:
3 parties mâles
(tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
3 parties femelles
- Dimensions: 6,6/1,7 - 1,9 mm



Aditamento-Mortice

Nº de pedido: 410883

- Contenido:
3 piezas macho
(Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
3 piezas hembra
- Dimensiones: 4,0/1,5 - 3,3 mm

Mortice-attachement

Référence: 410883

- Contenu:
3 parties mâles
(tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
3 parties femelles
- Dimensions: 4,0/1,5 - 3,3 mm



VestoFix®

Revestimiento para coronas y puentes

4,8 kg à 160 g Bolsa (incl. 1 litro de liquido)

N° de pedido: 28062-L

12 kg à 160 g Bolsa (incl. 2,5 litros de liquido)

N° de pedido: 28062-12 L

20 kg à 160 g Bolsa (incl. 4 litros de liquido)

N° de pedido: 28062-6 L

- Ligado al fosfato, libre de grafito
- Masa de revestimiento especial para coronas y puentes en metales no preciosos
- Calentamiento rápido y lento

VestoFix®

Revêtement pour couronnes et bridges

4,8 kg en sachets de 160 g (1 litre de liquide inclus)

Référence: 28062-L

12 kg en sachets de 160 g (2,5 litres de liquide inclus)

Référence: 28062-12L

20 kg en sachets de 160 g (4 litres de liquide inclus)

Référence: 28062-6L

- Lié au phosphate, sans graphite
- Mélange de revêtement spécial pour couronnes et bridges en métal non-précieux
- Peut être chauffé rapidement et lentement



Diavest Turbo

Nº de pedido: 28065-4L

4,8 kg à 400 g Bolsa
(incl. 1 litro de líquido)

Nº de pedido: 28065-7L

20 kg à 400 g Bolsa
(incl. 4 litro de líquido)

- Masa de revestimiento para esqueléticos (Metales no preciosos)
- Calentamiento rápido
- Libre de grafito
- Ligado al fosfato

Diavest Turbo

Référence: 28065-4L

4,8 kg en sachets de 400 g
(1 l de liquide inclus)

Référence: 28065-7L

20 kg en sachets de 400 g
(4 l de liquide inclus)

- Revêtement pour stellites
- Chauffer rapidement
- Sans graphite
- Lié au phosphate



Orovest

Nº de pedido: 28061-130

5 kg à 100 g Bolsa
(incl. 1 litro de líquido)

Nº de pedido: 28061-100

13,5 kg à 100 g Bolsa
(incl. 5 litro de líquido)

- Revestimiento especial para aleaciones preciosas y cerámica prensada incluso disilicato de litio
- Calentamiento rápido y lento
- Libre de grafito
- Ligado al fosfato

Orovest

Référence: 28061-130

5 kg en sachets de 100 g
(1 l de liquide inclus)

Référence: 28061-100

13,5 kg en sachets de 100 g
(5 l de liquide inclus)

- Revêtement spécial pour les alliages précieux et la céramique pressée y compris le lithium disilicate
- Peut être chauffé rapidement et lentement
- Sans graphite
- Lié au phosphate



Líquido de expansión

Para VestoFix®

Nº de pedido: 28060-1

1 l líquido

Nº de pedido: 28060-3

3 l líquido

Nº de pedido: 28060-5

5 l líquido

Para Diavest, Diavest-Turbo, Orovest

Nº de pedido: 28059-1

1 l líquido

Nº de pedido: 28059-3

3 l líquido

Nº de pedido: 28059-5

5 l líquido

Liquide d'expansion

Pour VestoFix®

Référence: 28060-1

1 l de liquide

Référence: 28060-3

3 l de liquide

Référence: 28060-5

5 l de liquide

Pour Diavest, Diavest-Turbo, Orovest

Référence: 28059-1

1 l de liquide

Référence: 28059-3

3 l de liquide

Référence: 28059-5

5 l de liquide



Diluyente para adhesivo

Nº de pedido: 14143

- Contenido: 25 ml

UN 1993 clase 3
grupo de embalaje II

Diluant pour colle adhésive

Référence: 14143

- Contenu: 25 ml

UN 1993 classe 3
groupe d'emballage II

Adhesivo

Nº de pedido: 14142

- Contenido: 25 ml
- Para el colado de modelos
- Para la aplicación de piezas de cera acabadas en el área de colado de modelos, deja una capa muy fina.
- Para su uso en modelos de revestimiento endurecidos o no endurecidos, es posible el recubrimiento de la parte inferior de las piezas acabadas de cera
- Piezas de cera o de flexión se adhieren de forma inamovible y no se desprenden por empotramiento de la masa de revestimiento
- Las retenciones no fluyen en ningún caso
- La modelización se convierte en más elegante ya que el molesto encerado de las piezas ya no es necesario
- Fácil corrección de las piezas fijadas
- Agitar bien antes de usar

UN 1133 clase 3
grupo de embalaje II

Colle adhésive

Référence: 14142

- Contenu: 25 ml
- Pour stellites
- Pour l'application des éléments de cire, laisse une couche très fine
- Peut être appliquée sur des modèles en revêtement (durcis ou non durcis), application sur la partie inférieure des éléments en cire possible
- Les éléments en cire ou les flexibles appliqués adhèrent définitivement et ne se détachent pas lors de la vibration du revêtement
- Les rétentions ne se bouchent plus
- Les modelages sont plus grâces, plus besoin de fixer les éléments à la cire
- Correction des éléments fixés est possible facilement
- Secouer avant l'emploi

UN 1133 classe 3
groupe d'emballage II

Spray de separación / Spray séparateur



Spray Kera-Sep

Nº de pedido: 11141

- Contenido: 75 ml
- Spray de separación libre de silicona para separar cerámica contra yeso
- Distancia de pulverización: aprox. 5-8 cm
- Después de pulverizar una vez esperar 1 minuto y pulverizar por segunda vez
- Únicamente pulverizar brevemente, no dejar "charcos" en alveolos
- Restos que quedaron sobre la cerámica se queman sin dejar residuos
- No se transmite el sucio como cuando se usan botellas con pinceles
- No quedan residuos en áreas tangenciales

UN 1950 clase 2.1

Spray Kera-Sep

Référence: 11141

- Contenu: 75 ml
- Spray séparateur sans silicone
- Distance de vaporisation: env. 5 - 8 cm
- Après la première vaporisation, attendre environ 1 minute et vaporiser une 2ème fois
- Vaporiser brièvement, ne pas former de « flaques » dans les alvéoles profondes
- Les résidus adhérent encore à la céramique calcinent sans résidu
- Pas de transfert de pollution possible comme dans le cas des bouteilles à pinceau
- Pas de résidu dans les zones tangentielles

UN 1950 classe 2.1

Aleaciones no preciosas / Alliages non-précieux



BIODUR®SOFT - libre de níquel

Aleación para fundición y cerámica tipo 4 para coronas y puentes

Propiedades:

Densidad:	8,6 g/cm ³
Intervalo de fusión:	1300-1395 °C
Temperatura de colado:	1500 °C
Temperatura de precalentamiento de las muflas:	900-950 °C
Coefficiente de expansión térmica:	
(20-600°C) CET:	14,7 µm/mK
(20-500°C) CET:	14,4 µm/mK
Dureza Vickers:	314 HV
Alargamiento a la ruptura:	5 %
Resistencia a la tracción:	609 N/mm ²
Límite elástico:	482 N/mm ²
Módulo elasticidad:	200.000 N/mm ²

Composición química:

Co	61,00 %
Cr	24,00 %
W	8,00 %
Mo	2,50 %
Nb	1,00 %
Mn	1,00 %
Si	1,00 %
Fe	1,00 %
Trazas:	C

2x 500 g	Nº de pedido: 15088-2
1 kg	Nº de pedido: 15088-1
10 kg suelt.	Nº de pedido: 15088-0

BIODUR®SOFT- sans nickel

Alliage de coulée et céramométallique CoCr type 4 pour couronnes et bridges

Propriétés:

Densité:	8,6 g/cm ³
Intervalle de fusion:	1300-1395 °C
Température de coulée:	1500 °C
Température de préchauffage du moufle:	900-950 °C
Coefficient d'expansion thermique:	
(20-600°C) CTE:	14,7 µm/mK
(20-500°C) CTE:	14,4 µm/mK
Dureté Vickers:	314 HV
Allongement à la rupture:	5 %
Résistance à la traction:	609 N/mm ²
Limite élastique:	482 N/mm ²
Module d'élasticité:	200.000 N/mm ²

Composition chimique:

Co	61,00 %
Cr	24,00 %
W	8,00 %
Mo	2,50 %
Nb	1,00 %
Mn	1,00 %
Si	1,00 %
Fe	1,00 %
Traces:	C

2 x 500 g	Référence: 15088-2
1 kg	Référence: 15088-1
10 kg vrac	Référence: 15088-0



NIADUR® - con níquel

Aleación para cerámica, tipo 3, para coronas y puentes

Propiedades:

Densidad:	8,3 g/cm ³
Intervalo de fusión:	1313-1350 °C
Temperatura de colado:	1500 °C
Temperatura de precalentamiento de las muflas:	900-950 °C
Coefficiente de expansión térmica:	
(20-600°C) CET:	14,5 µm/mK
Dureza Vickers:	194 HV10
Alargamiento a la ruptura:	16 %
Resistencia a la tracción:	546 N/mm ²
Límite elástico:	309 N/mm ²
Módulo elasticidad:	172.000 N/mm ²

Composición química:

Ni	62,00 %
Cr	24,50 %
Mo	10,30 %
Si	1,70 %
Fe	1,50 %
Trazas:	Co, C

2x 500 g	Nº de pedido: 15091-2
1 kg	Nº de pedido: 15091-1
10 kg suelt.	Nº de pedido: 15091-0

NIADUR® - contient nickel

Alliage de coulée et céramométallique type 3 pour couronnes et bridges

Propriétés:

Densité:	8,3 g/cm ³
Intervalle de fusion:	1313-1350 °C
Température de coulée:	1500 °C
Température de préchauffage du moufle:	900-950 °C
Coefficient d'expansion thermique:	
(20-600°C) CTE:	14,5 µm/mK
Dureté Vickers:	194 HV10
Allongement à la rupture:	16 %
Résistance à la traction:	546 N/mm ²
Limite élastique:	309 N/mm ²
Module d'élasticité:	172.000 N/mm ²

Composition chimique:

Ni	62,00 %
Cr	24,50 %
Mo	10,30 %
Si	1,70 %
Fe	1,50 %
Traces:	Co, C

2 x 500 g	Référence: 15091-2
1 kg	Référence: 15091-1
10 kg vrac	Référence: 15091-0

Aleaciones no preciosas / Alliages non-précieux



DIADUR® - libre de niquel

Aleación para colado, tipo 5, libre de níquel, para esqueléticos

Propiedades:

Densidad:	8,2 g/cm ³
Intervalo de fusión:	1260-1320 °C
Temperatura de colado:	1450 °C
Temperatura de precalentamiento de las muflas:	950-1050 °C
Dureza Vickers:	370 HV10
Alargamiento a la ruptura:	4,5 %
Resistencia a la tracción:	920 N/mm ²
Límite elástico:	620 N/mm ²
Módulo elasticidad:	220.000 N/mm ²

Composición química:

Co	62,50 %
Cr	30,00 %
Mo	5,00 %
Si	1,00 %
Mn	1,00 %
C	0,50 %

2x 500 g	Nº de pedido: 15089-2
1 kg	Nº de pedido: 15089-1
10 kg suelt.	Nº de pedido: 15089-0

DIADUR® - sans nickel

Alliage de coulée sans nickel type 5 pour stellites

Propriétés:

Densité:	8,2 g/cm ³
Intervalle de fusion:	1260-1320 °C
Température de coulée:	1450 °C
Température de préchauffage du moufle:	950-1050 °C
Dureté Vickers:	370 HV10
Allongement à la rupture:	4,5 %
Résistance à la rupture:	920 N/mm ²
Limite élastique:	620 N/mm ²
Module d'élasticité:	220.000 N/mm ²

Composition chimique:

Co	62,50 %
Cr	30,00 %
Mo	5,00 %
Si	1,00 %
Mn	1,00 %
C	0,50 %

2 x 500 g	Référence: 15089-2
1 kg	Référence: 15089-1
10 kg vrac	Référence: 15089-0

Fundente / Flux pour coulée



Fluxur

Nº de pedido: 15085

- Contenido: 45 g
- Fundente altamente efectivo para aleaciones dentales preciosas y no preciosas

UN 2923 clase 8 (6.1)
grupo de embalaje III

Fluxur

Référence: 15085

- Contenu: 45 g
- Produit de fluage hyper-efficace pour alliages précieux et non-précieux

UN 2923 classe 8 (6.1)
groupe d'emballage III



Soldur® C

Nº de pedido: 15093

- Contenido: 4 varillas, aprox. 1,5 g
- Metal para soldadura especial para metales no preciosos a base de cromo-cobalto
- Excelentes propiedades de flujo
- Cumple con todos los requisitos que se le exigen a un metal para soldadura moderno en la técnica dental

Punto de fusión: 1310 °C

Composición química:

(valores aproximados)

Co	62,00 %
Cr	29,00 %
Mo	4,00 %
Si	3,00 %
Trazas:	C, Mn, Fe

Soldur® C

Référence: 15093

- Contenu: 4 tiges, env. 1,5 g
- Brasure spéciale pour alliages non-précieux à base de Co-Cr
- Excellentes propriétés de fluage
- Répond à toutes les exigences d'une brasure optimale dans la technique dentaire

Point de fusion: 1310°C

Composition chimique:

(valeurs approximatives)

Co	62,00 %
Cr	29,00 %
Mo	4,00 %
Si	3,00 %
Traces:	C, Mn, Fe



Soldur® N

Nº de pedido: 15092

- Contenido: 4 varillas, aprox. 1,5 g
- Metal para soldadura especial para metales no preciosos a base de níquel-cromo
- Excelentes propiedades de flujo
- Cumple con todos los requisitos que se le exigen a un metal para soldadura moderno en la técnica dental

Punto de fusión: 1260 °C

Composición química:

(valores aproximados)

Ni	39,00 %
Co	31,00 %
Cr	21,00 %
Mo	6,00 %
Si	1,50 %
Trazas:	C, Mn

Soldur® N

Référence: 15092

- Contenu: 4 tiges, env. 1,5 g
- Brasure spéciale pour alliages non-précieux à base de Ni-Cr
- Excellentes propriétés de fluage
- Répond à toutes les exigences d'une brasure optimale dans la technique dentaire

Point de fusion: 1260°C

Composition chimique:

(valeurs approximatives)

Ni	39,00 %
Co	31,00 %
Cr	21,00 %
Mo	6,00 %
Si	1,50 %
Traces:	C, Mn



Lasertech C

Nº de pedido: 15086

- Contenido: 1 rollo, 2 m
- Ø 0,35 mm
- Alambre para soldadura láser para aleaciones de cromo-cobalto
- Cumple con todos los requisitos que se le exige a un alambre para soldadura láser moderno en la técnica dental

Intervalo de fusión:

1240 - 1350 °C

Composición química:

(valores aproximados)

Co	65,50 %
Cr	28,00 %
Mo	6,00 %
Trazas:	Si, C, Mn

Lasertech C

Référence: 15086

- Contenu: 1 rouleau, 2 m
- Ø 0,35 mm
- Fil laser pour alliages CoCr
- Répond à toutes les exigences d'un fil laser moderne dans la technique dentaire

Intervalle de fusion :

1240 - 1350°C

Composition chimique:

(valeurs approximatives)

Co	65,50 %
Cr	28,00 %
Mo	6,00 %
Traces:	Si, C, Mn

Herramientas para trabajar las cerámicas: pinceles

Articles pour travailler la céramique: pinceaux



Kera-Brush


Nº de pedido: 41015

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- El non plus ultra para el ceramista
- Pelo Kolinsky
- En el mango se encuentran bolas para mantener la punta del pincel en forma por medio del golpe de la bola

Kera-Brush

Référence: 41015

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Le nec plus ultra pour le céramiste
- Poils Kolinsky
- La poignée contient des billes, destinées à maintenir la pointe du pinceau en forme



Kera-Brush S

Nº de pedido: 41015S

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- El non plus ultra para el ceramista
- Pelo Kolinsky
- En el mango se encuentran bolas para mantener la punta del pincel en forma por medio del golpe de la bola

Kera-Brush S

Référence: 41015S

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Le nec plus ultra pour le céramiste
- Poils Kolinsky
- La poignée contient des billes, destinées à maintenir la pointe du pinceau en forme



Pinceles para cerámica

Nº de pedido: ...

- 41000-00 Tamaño „000“
- 41000-0 Tamaño „00“
- 41000 Tamaño „0“
- 41001 Tamaño „01“
- 41002 Tamaño „02“
- 41003 Tamaño „03“
- 41004 Tamaño „04“
- 41005 Tamaño „05“
- 41006 Tamaño „06“
- 41007 Tamaño „07“
- 41008 Tamaño „08“
- 41009 Tamaño „09“
- 41010 Tamaño „10“
- 41012 Tamaño „12“
- 41014 Tamaño „14“

Pinceaux pour la céramique

Références: ...


- 41000-00 Taille „000“
- 41000-0 Taille „00“
- 41000 Taille „0“
- 41001 Taille „01“
- 41002 Taille „02“
- 41003 Taille „03“
- 41004 Taille „04“
- 41005 Taille „05“
- 41006 Taille „06“
- 41007 Taille „07“
- 41008 Taille „08“
- 41009 Taille „09“
- 41010 Taille „10“
- 41012 Taille „12“
- 41014 Taille „14“

- Fibras sintéticas especiales

- Fibres synthétiques spéciales

Herramientas para trabajar las cerámicas: pinceles

Articles pour travailler la céramique: pinceaux



Pinceles para cerámica

Nº de pedido: ...

41001flat Tamaño „01“

41002flat Tamaño „02“

41006flat Tamaño „06“

- Fibras sintéticas especiales

Pinceaux pour la céramique


Références: ...

41001flat Taille „01“

41002flat Taille „02“

41006flat Taille „06“

- Fibre synthétiques



Flat brush


Nº de pedido: 41017

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- Pelo natural
- Para la aplicación de pastas de opáquer y pastas de glaseado

Flat brush

Référence: 41017

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Poils naturels
- Pour l'application des masses opaques et de glaze



Mini brush


Nº de pedido: 41018

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- Pelo natural
- Pincel especial para superficies oclusales

Mini brush

Référence: 41018

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Poils naturels
- Pinceau spécial pour les surfaces occlusales



Cleaning brush

Nº de pedido: 41019

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- Pelo natural
- Pincel para la limpieza de las superficies internas de coronas


Cleaning brush

Référence: 41019

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Poils naturels
- Pour le nettoyage des surfaces internes des couronnes

Herramientas para trabajar las cerámicas: pinceles

Articles pour travailler la céramique: pinceaux



Stain brush

N° de pedido: 41020

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para pintar para cerámica
- Fibras sintéticas especiales

Stain brush

Référence: 41020

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Poils synthétiques



Pinceles para cerámica

N° de pedido: ...

- 41200 Tamaño „0“
- 41201 Tamaño „01“
- 41202 Tamaño „02“
- 41203 Tamaño „03“
- 41204 Tamaño „04“
- 41205 Tamaño „05“
- 41206 Tamaño „06“
- 41207 Tamaño „07“
- 41208 Tamaño „08“

- Pelo natural

Pinceaux pour la céramique


Références: ...

- 41200 Taille „0“
- 41201 Taille „01“
- 41202 Taille „02“
- 41203 Taille „03“
- 41204 Taille „04“
- 41205 Taille „05“
- 41206 Taille „06“
- 41207 Taille „07“
- 41208 Taille „08“

- Poils naturels

Herramientas para trabajar las cerámicas: instrumentos

Articles pour travailler la céramique: instruments



Instrumento de vidrio

Nº de pedido: 43000

• Contenido: 1 pieza


- Instrumento de vidrio para mezclar y aplicar opacador

Instrument en verre

Référence: 43000

• Contenu: 1 pièce

- Instrument en verre pour mélanger et appliquer la céramique opaque



Kerahandy

Nº de pedido: 43100

• Contenido: 1 pieza

- Instrumento para preparar polvo de cerámica antes de mezclar

Kerahandy

Référence: 43100

• Contenu: 1 pièce

- Instrument pour la préparation de poudre céramique avant le mélange



Keraknife

Nº de pedido: ...

- 43200 Cuchillo
- 43300 Cuchillo doblado
- 43400 Lanza
- 43500 Tenedor
- Contenido: 1 pieza


- Para modelar la estratificación cerámica

Keraknife

Références: ...

- 43200 Couteau
- 43300 Couteau arrondi
- 43400 Lance
- 43500 Fourchette
- Contenu: 1 pièce

- Pour le modelage de la céramique



Instrumento para fisuras

Nº de pedido: 43600

• Contenido: 1 pieza

- Para modelar fisuras y separar áreas interdentes

Instrument pour fissures

Référence: 43600

• Contenu: 1 pièce

- Pour modeler les fissures et séparer les espaces interdentes

Herramientas para trabajar las cerámicas: tenazas

Articles pour travailler la céramique: pinces



Kera-Grip I (recta)

Nº de pedido: 12017

- Tenaza sujetadora para coronas de cerámica
- Incluye insertos de diamante

Kera-Grip I (droit)

Référence: 12017

- Pince pour couronnes céramiques
- Inserts diamantés inclus

Insertos de diamante

Nº de pedido: 12018

- Contenido: 1 par

Inserts diamantés

Référence: 12018

- Contenu: 1 pair



Kera-Grip II (doblada)

Nº de pedido: 12016

- Tenaza sujetadora para coronas de cerámica
- Incluye insertos de diamante

Kera-Grip II (courbé)

Référence: 12016

- Pince pour couronnes céramiques
- Inserts diamantés inclus

Insertos de diamante

Nº de pedido: 12018

- Contenido: 1 par

Inserts diamantés

Référence: 12018

- Contenu: 1 pair



Kera-Grip III (arqueada)

Nº de pedido: 12015

- Tenaza sujetadora para coronas de cerámica
- Incluye insertos de diamante

Kera-Grip III (voûté)

Référence: 12015

- Pince pour couronnes céramiques
- Inserts diamantés inclus

Insertos de diamante

Nº de pedido: 12018

- Contenido: 1 par


Inserts diamantés

Référence: 12018

- Contenu: 1 pair

Herramientas para trabajar cerámicas: tenazas

Articles pour travailler la céramique: pinces



Crownny

Nº de pedido: 70004

- El sujetador de coronas grácil para el ceramista exigente
- Incluye insertos de diamante

Insertos de diamante

Nº de pedido: 12014

- Contenido: 1 par

Crownny

Référence: 70004

- Le porte-couronne élégant pour le céramiste exigeant
- Inserts diamantés inclus

Inserts diamantés

Référence: 12014

- Contenu: 1 pair



Teleskofix

Nº de pedido: 12010

- Tenaza telescópica
- Incluye insertos de diamante

Teleskogrip

Nº de pedido: 12011

- Contenido: 1 par
- Insertos de diamante para tenaza Teleskofix

Teleskofix

Référence: 12010

- Pince télescopique
- Inserts diamantés inclus


Teleskogrip

Référence: 12011

- Contenu: 1 pair
- Inserts diamantés pour la pince Teleskofix

Herramientas para trabajar cerámicas: bandejas de cocción de cerámica

Articles pour travailler la céramique: plateaux céramiques



Bandeja Kera-Set


N° de pedido: 81022-8

- 1 bandeja de cocción de cerámica y 8 pines
- Absorción de temperatura extremadamente baja
- Fase de calentamiento y enfriamiento libre de problemas

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81022-8

- 1 plateau céramique et 8 tenons
- Absorption de température très faible
- Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes



Bandeja Kera-Set

N° de pedido: 81022-5

- 1 bandeja de cocción de cerámica y 5 pines
- Absorción de temperatura extremadamente baja
- Fase de calentamiento y enfriamiento libre de problemas

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81022-5

- 1 plateau céramique et 5 tenons
- Absorption de température très faible
- Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes



Bandeja Kera-Set

N° de pedido: 81011-5

- 1 bandeja de cocción de cerámica y 5 pines
- Absorción de temperatura extremadamente baja
- Fase de calentamiento y enfriamiento libre de problemas

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81011-5

- 1 plateau céramique et 5 tenons
- Absorption de température très faible
- Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes

Herramientas para trabajar cerámicas: bandejas de cocción de cerámica

Articles pour travailler la céramique: plateaux céramiques



Bandeja Kera-Set

Nº de pedido: 81033-5

- 1 bandeja de cocción de cerámica y 4 pernos cónicos y rectos con bordes redondeados
- Fase de calentamiento y enfriamiento no problemática

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81033-5

- 1 plateau céramique et 4 tenons de formes coniques et droites avec bouts arrondis
- Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes



Perno metálico cónico

Nº de pedido: 8101069

- Contenido: 5 piezas
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenons de forme conique

Référence: 8101069

- Contenu: 5 pièces
- Pour plateaux céramiques



Perno metálico recto con bordes redondeados

Nº de pedido: 8101079

- Contenido: 5 piezas
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenons droits avec bouts arrondis

Référence: 8101079

- Contenu: 5 pièces
- Pour plateaux céramiques



Set de bandejas de cocción de cerámica

Nº de pedido: 81022

- Contenido: 2 piezas
- Sin pines de metal

Plateaux céramiques

Référence: 81022

- Contenu: 2 pièces
- Sans tenons



Set de bandejas de cocción de cerámica

Nº de pedido: 81011

- Contenido: 2 piezas
- Sin pines de metal


Plateaux céramiques

Référence: 81011

- Contenu: 2 pièces
- Sans tenons

Herramientas para trabajar cerámicas: bandejas de cocción de cerámica

Articles pour travailler la céramique: plateaux céramiques



Pin de metal 1 (recto)


N° de pedido: 8101019

- Contenido: 5 piezas
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 1 (droit)

Référence: 8101019

- Contenu: 5 pièces
- Pour plateaux céramiques



Pin de metal 2


N° de pedido: 8101029

- Contenido: 5 piezas
- Para incisivos
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 2

Référence: 8101029

- Contenu: 5 pièces
- Pour incisives
- Pour plateaux céramiques



Pin de metal 3


N° de pedido: 8101039

- Contenido: 5 piezas
- Con nariz, para incisivos
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 3

Référence: 8101039

- Contenu: 5 pièces
- Avec nez, pour incisives
- Pour plateaux céramiques



Pin de metal 4


N° de pedido: 8101009

- Contenido: 5 piezas
- Doblado, para premolares
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 4

Référence: 8101009

- Contenu: 5 pièces
- Recourbé, pour premolaires
- Pour plateaux céramiques



Pin de metal 5

N° de pedido: 8101059

- Contenido: 5 piezas
- Para molares
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 5

Référence: 8101059

- Contenu: 5 pièces
- Pour molaires
- Pour plateaux céramiques



Pin-Intro-Set

N° de pedido: 8101049

- Contenido: 5 x 2 piezas
- Pines de metal libres de corrosión para bandejas de cerámica

Set de tenons

Référence: 8101049

- Contenu: 5 x 2 pièces
- Tenons métalliques inoxydables



Kerafire

Pasta combustible

N° de pedido: 24040

- Contenido: 12 g
- Para fijar los trabajos de cerámica durante el proceso de cocción
- Se retira sin dejar residuos

Kerafire

Pâte à brûler

Référence: 81022

- Contenu: 12 g
- Pour fixer les éléments en céramique pendant la cuisson
- Peut être enlevée sans laisser des résidus

Spray de diamante / *Spray diamanté*



Spray de diamante

N° de pedido: 11170

- Contenido: 75 ml
- Spray de diamante para el pulido de alto brillo de cerámica y resinas compuestas como también para las piezas secundarias de coronas telescópicas y aditamentos (especialmente aleaciones no preciosas)
- La estructura de la superficie se mantiene intacta
- Granulado de diamante ultrafino de 3 - 5 μ

UN 1950 clase 2.2

Spray diamanté

Référence: 11170

- Contenu: 75 ml
- Spray diamanté pour un polissage haute brillance de la céramique et des composés ainsi que pour les suprastructures des couronnes télescopiques et attachements (alliages non précieux)
- Maintient la structure de la surface intacte
- Grain ultrafin de 3 - 5 μ

UN 1950 classe 2.2

Pasta para pulir / *Pâte à polir*



Pasta para pulir

N° de pedido: 21010

- Contenido: 5 g
- Pasta de diamante con alto contenido de diamantes
- Adecuada para todas las cerámicas incluyendo zirconio monolítico

Pâte à polir

Référence: 21010

- Contenu: 5 g
- Pâte à polir à contenu de diamant élevé
- Pour toutes les céramiques et monolithes de zircon

Marcador de textura dorado / *Marqueur de texture or*



Marcador de textura dorado

N° de pedido: 21200

- Contenido: 4 g
- Para visualizar texturas de superficies de distintos colores (yeso/cerámica)
- Aplicar una sola capa delgada
- Completamente lavable con agua
- No decolora el yeso

UN 3077 clase 9
grupo de embalaje III

Marqueur de texture or

Référence: 21200

- Contenu: 4 g
- Pour visualiser les structures des surfaces en différents couleurs (plâtre/céramique)
- Une seule couche, application fine
- Facile à enlever en rinçant à l'eau
- Pas de décoloration du plâtre

UN 3077 classe 9
groupe d'emballage III

Limpiador / Nettoyant orange



Clean-Orange Limpiador naranja

N° de pedido: 27250L

- Contenido: 500 ml
- Elimina silicona, alginato y pastas de óxido de zinc- eugenol
- Para un cuidado de V2A libre de manchas
- Para limpiar bandejas de impresión
- Adecuado como renovador de aire

UN 1993 clase 3
grupo de embalaje II

Clean-Orange Nettoyant orange

Référence: 27250L

- Contenu: 500 ml
- Enlève les pâtes silicone, alginates et oxydes de zinc-eugénol
- Pour le nettoyage sans tache du V2A
- Pour le nettoyage des porte-empreintes
- Peut servir comme rafraichisseur d'air

UN 1993 classe 3
groupe d'emballage II

Pasta para soldar / Pâte de protection soudage



Pasta para soldar protectora contra calor

N° de pedido: 24030

Pasta para soldar protectora contra calor con Thermofill

- Contenido: 200 g
- Para proteger coronas con recubrimiento de plástico y monturas de plástico en platos de parciales durante trabajos de reparación
- Resistente a la temperatura hasta aprox. 1200°C
- Remover bajo agua corriente después de soldar

Pâte de protection soudage

Référence: 24030

Pâte de protection soudage avec Thermofill

- Contenu: 200 g
- Pour la protection lors des réparations de couronnes avec éléments acryliques et des selles à appui acryliques des stellites par brasage
- Résistance à la température jusqu'à environ 1200°C
- Rincer à l'eau courante après le brasage

Spray de oclusión / Spray d'occlusion



OKKLEAN®

Inflamable:

UN 1950 clase 2.1

Nº de pedido:

verde → 11140
rojo → 11145
azul → 11146
blanco → 11147
oro → 11149

No inflamable:

UN 1950 clase 2.2

Nº de pedido:

verde → 11140-1
rojo → 11145-1
azul → 11146-1
blanco → 11147-1
oro → 11149-1

Spray de oclusión

- Contenido: 75 ml
- Incluye tobera tubular
- Para marcar los puntos de contacto de trabajos protéticos y coronas
- Película de pigmento de color fácilmente dosificable
- Espesor de la película, dependiendo del tiempo de pulverizado, 6 - 8 µ
- Pulverizar la sección apropiada desde una distancia de aprox. 3-5 cm
- Remoción fácil con el pincel, en caso de materiales porosos o materiales que se localizan en lo profundo utilizar una limpiadora de chorro de vapor
- No soluble en agua o alcohol

OKKLEAN®

Inflamable

UN 1950 classe 2.1

Référence:

vert → 11140
rouge → 11145
bleu → 11146
blanc → 11147
or → 11149

Ininflammable

UN 1950 classe 2.2

Référence:

vert → 11140-1
rouge → 11145-1
bleu → 11146-1
blanc → 11147-1
or → 11149-1

Spray d'occlusion

- Contenu: 75 ml
- Y compris buse ronde
- Pour le marquage des points de contact sur les prothèses et les couronnes
- Film à pigments colorés facile à doser
- Épaisseur du film 6 - 8 µ en fonction de la durée de la vaporisation
- Vaporiser les surfaces à marquer à une distance d'environ 3 - 5 cm
- S'enlève facilement au pinceau ou au jet de vapeur (en cas de matériaux poreux et profonds)
- Insoluble dans l'eau et l'alcool

Spray Telescan / Spray Telescan



Spray Telescan

Nº de pedido:
rojo → 11166
blanco → 11167
 • Contenido: 75 ml

UN 1950 clase 2.1

Nº de pedido:
rojo → 11168
blanco → 11169
 • Contenido: 200 ml

UN 1950 clase 2.1

Spray para preparar superficies de coronas telescópicas para la prueba de fricción y escaneo CAD/CAM

Aplicar en objetos antes de escanear con el CAD/CAM para evitar el efecto espejo. Para el análisis de fricción en coronas telescópicas y cónicas como también aditamentos de todo tipo. La finísima película de pigmentos de color se puede remover fácilmente con un cepillo. No soluble en agua o alcohol. Proteger de rayos solares y calentamiento arriba de 50°C. El espesor de la película se puede influir por medio de la distancia y el tiempo de pulverización. Favor agitar antes de usar.

Spray Telescan

Référence:
rouge → 11166
blanc → 11167
 • Contenu: 75 ml

UN 1950 classe 2.1

Référence:
rouge → 11168
blanc → 11169
 • Contenu: 200 ml

UN 1950 classe 2.1

Spray de préparation des surfaces pour le contrôle de friction des couronnes télescopiques et le scannage CAD/CAM

Application sur les objets avant de scanner afin d'éviter l'effet miroir. Pour l'analyse de la friction des couronnes coniques et télescopiques, des verrouillages et de tous types d'attachements. Film coloré très fin, s'enlève à sec. Insoluble dans l'eau et l'alcool. Protéger des rayons du soleil et d'un réchauffement à plus de 50°C. L'épaisseur du film est défini par la distance et la durée de vaporisation. Secouer avant l'emploi.



Crown Master



Sus beneficios: Vos avantages:

1

Elimina el riesgo de
lesión accidental y
protege manos y dedos.

*Pas de risque de
blessure des mains et des
doigts.*

2



Resistente a la
temperatura hasta 150° C

*Résistance à la
température jusqu'à 150° C*

3

Permite trabajar
ampliamente todas las
superficies y bordes de
coronas e inlays.


*Permet l'accès à toutes les
surfaces et les bords des
couronnes et des inlays.*



Crown Master

N° de pedido: 12019

Référence: 12019



SET PARA LA PREPARACIÓN DE MODELOS + PARA TRABAJAR YESO
SET DE FABRICATION DE MODELES + PLÂTRE

Contenido/Contenu

01	80055	5'-10000 rpm/tpm
02	153522	5'-10000 rpm/tpm
03	60017	5'-15000 rpm/tpm
04	509101	15'-25000 rpm/tpm
05	60024	3'-15000 rpm/tpm
06	60028	5'-10000 rpm/tpm
07	60029	5'-10000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

300187



SET PARA TRABAJAR TITANIO
SET POUR TITANE

01	708001	15'-30000 rpm/tpm
02	700801	15'-30000 rpm/tpm
03	702602	15'-30000 rpm/tpm
04	704602SF	15'-30000 rpm/tpm
05	704802	15'-30000 rpm/tpm
06	702402	15'-30000 rpm/tpm
07	702102	15'-30000 rpm/tpm
08	704902SF	15'-30000 rpm/tpm
09	704902	15'-30000 rpm/tpm
10	80220	3'- 5000 rpm/tpm
11	80222	3'- 5000 rpm/tpm
12	80305	1'- 3000 rpm/tpm
13	80301	1'- 3000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

300117



SET PARA TRABAJAR METALES NO PRECIOSOS (CORONAS Y PUENTES)
SET ALLIAGES NON-PRECIEUX (COURONNES ET BRIDGES)


01	60052	10'-20000 rpm/tpm
02	133407	5'-30000 rpm/tpm
03	201801	15'-30000 rpm/tpm
04	201402	15'-30000 rpm/tpm
05	201602	15'-30000 rpm/tpm
06	201202	15'-30000 rpm/tpm
07	118050	15'-30000 rpm/tpm
08	304802	20'-30000 rpm/tpm
09	305002	15'-30000 rpm/tpm
10	117014	15'-30000 rpm/tpm
11	54217	15'-30000 rpm/tpm
12	304402	15'-30000 rpm/tpm
13	60050	5'-20000 rpm/tpm
14	60032	3'-12000 rpm/tpm
15	80305	1'-3000 rpm/tpm
16	80301	1'-3000 rpm/tpm

15001 Piedra para limpiar
Pierre de nettoyage

Número de pedido
Référence

300157





SET PARA TRABAJAR CERÁMICAS
SET CÉRAMIQUE


Número de pedido
Référence

300137



Contenido/Contenu

01	60042608	3'-30000 rpm/tpm
02	60110258	3'-30000 rpm/tpm
03	60199258	3'-30000 rpm/tpm
04	60250168	3'-30000 rpm/tpm
05	601661895	3'-30000 rpm/tpm
06	60225188	3'-30000 rpm/tpm
07	60001238	3'-30000 rpm/tpm
08	60001148	3'-30000 rpm/tpm
09	60014238	3'-30000 rpm/tpm
10	182221	3'-5000 rpm/tpm
11	112221	5'-10000 rpm/tpm
12	812050	5'-10000 rpm/tpm
13	800120	3'-12000 rpm/tpm
14	801920	2'-3000 rpm/tpm
15	801911	2'-3000 rpm/tpm
16	80041	2'-3000 rpm/tpm




SET PARA TRABAJAR METALES PRECIOSOS (CORONAS Y PUENTES)
SET ALLIAGES PRÉCIEUX (COURONNES ET BRIDGES)

Número de pedido
Référence

300147



01	302801	15'-30000 rpm/tpm
02	305002	15'-30000 rpm/tpm
03	302602	15'-30000 rpm/tpm
04	304602	15'-30000 rpm/tpm
05	704802	15'-30000 rpm/tpm
06	117014	15'-30000 rpm/tpm
07	117006	15'-30000 rpm/tpm
08	118050	15'-30000 rpm/tpm
09	118080F	15'-30000 rpm/tpm
10	272125	3'-5000 rpm/tpm
11	80222	3'-5000 rpm/tpm
12	80301	1'-3000 rpm/tpm
13	80305	1'-3000 rpm/tpm
14	812050	5'-10000 rpm/tpm



SET PARA TRABAJAR RESINAS COMPUESTAS + CARILLAS DE ACRÍLICO
SET COMPOSITES ET ACRYLIQUES FACETTES

Número de pedido
Référence

300227



01	700801	15'-30000 rpm/tpm
02	704902	15'-30000 rpm/tpm
03	702602	15'-30000 rpm/tpm
04	162221	3'-5000 rpm/tpm
05	118080	15'-30000 rpm/tpm
06	60250168	5'-10000 rpm/tpm
07	801911	2'-3000 rpm/tpm
08	8030111	5'-10000 rpm/tpm
09	80224	3'-5000 rpm/tpm
10	80225	3'-5000 rpm/tpm
11	80301	1'-3000 rpm/tpm
12	80041	1'-3000 rpm/tpm
13	812050	5'-10000 rpm/tpm



SET PARA TRABAJAR ACRÍLICOS
SET ACRYLIQUES

300127

Número de pedido
Référence

Contenido/Contenu

01	417001	15'-30000 rpm/tpm
02	313001	15'-30000 rpm/tpm
03	314802	15'-30000 rpm/tpm
04	117006	15'-30000 rpm/tpm
05	117023	15'-30000 rpm/tpm
06	118050	15'-30000 rpm/tpm
07	80049	5'-10000 rpm/tpm
08	415401	15'-30000 rpm/tpm
09	800280	5'-10000 rpm/tpm
10	152211	3'-5000 rpm/tpm
11	80225	3'-5000 rpm/tpm



TÉCNICA DE FRESADO 0°
TECHNIQUE DE FRAISAGE 0°

300247

Número de pedido
Référence

01	115712L	3'-6000 rpm/tpm
02	115422L	6'-12000 rpm/tpm
03	115602L	6'-12000 rpm/tpm
04	115802L	6'-12000 rpm/tpm
05	80090	3'-5000 rpm/tpm
06	115112	6'-12000 rpm/tpm
07	115412	6'-12000 rpm/tpm
08	115722L	3'-6000 rpm/tpm
09	115432L	6'-12000 rpm/tpm
10	115612L	6'-12000 rpm/tpm
11	115812L	6'-12000 rpm/tpm
12	115732L	3'-6000 rpm/tpm
13	115442L	6'-12000 rpm/tpm
14	115622L	6'-12000 rpm/tpm
15	115822L	6'-12000 rpm/tpm
16	80061	5'-10000 rpm/tpm
17	80062	5'-10000 rpm/tpm
18	80063	5'-10000 rpm/tpm




SET DE CONOMETRIA DE 2° Y 4°
SET CONOMETRIE 2° ET 4°

300248


Número de pedido
Référence

01	115727L	3'-6000 rpm/tpm
02	115472L	6'-12000 rpm/tpm
03	115627L	6'-12000 rpm/tpm
04	115137L	6'-12000 rpm/tpm
05	80461	5'-10000 rpm/tpm
06	80462	5'-10000 rpm/tpm
07	80463	5'-10000 rpm/tpm
08	115717L	3'-6000 rpm/tpm
09	115462L	6'-12000 rpm/tpm
10	115617L	6'-12000 rpm/tpm
11	115127L	6'-12000 rpm/tpm
12	80261	5'-10000 rpm/tpm
13	80262	5'-10000 rpm/tpm
14	80263	5'-10000 rpm/tpm


Explicación de los pictogramas / *Explication des pictogrammes*




Prestar atención a los consejos de utilización.
Lire les conseils d'utilisation.




Proteger contra luz solar
Protéger du soleil




Fabricante
Producteur




Denominación del lote
Numéro de LOT




Fecha de fabricación
Date de production




Limite de temperatura superior
Limite supérieure de température



Fecha de vencimiento
A utiliser avant



Desechable
Usage unique




Número de pedido
Référence




Dispositivo médico
Dispositif médical



Atención
Attention



Unique Device Identifier



CAS: 7440-48-4



Mantener seco
Conserver au sec

Contiene sustancias peligrosas:

Cobalto, CAS: 7440-48-4 Este producto contiene más del 0,1% de cobalto en masa y, por lo tanto, está sujeto al etiquetado obligatorio como sustancia CMR clase 1B según la normativa vigente. Se ha demostrado que no existe un mayor riesgo de cáncer ni efectos adversos en relación con la reproducción o la modificación genética cuando se utiliza para el fin previsto.

Contient des substances dangereuses :

Cobalt, CAS : 7440-48-4 Ce produit contient plus de 0,1% de cobalt en masse et doit donc être étiqueté comme substance CMR de classe 1B conformément aux réglementations actuelles. Il a été démontré que, dans le cadre de l'utilisation prévue, il n'y a pas de risque accru de cancer, ni d'effets négatifs sur la reproduction ou la modification du patrimoine génétique.

Explicación de los pictogramas / *Explication des pictogrammes*



Líquidos y vapores inflamables.

Liquid et vapeurs inflammables



Provoca irritación ocular grave, somnolencia o vértigo.

Provoque une sévère irritation des yeux, somnolence ou vertiges.



Tóxico en caso de ingestión.

Toxique en cas d'ingestion.



Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Página	Página	Página	Página
Adhesivo de contacto.....117	Fresas de carburo8-30	Modelación de superficies	Sharkies42-43
Aditamentos112-114	Fresas de carburo Blue Star®24-25	masticatorias107-108	SIDIA®31-37
Agente de separación.....97	Fresas Implantan92	Multipol84-85	Sidia-Flex.....37
Alambre para láser120	Fresas para cera.....88, 91	Niadur®.....118	Sidiaflex Gold41
Aleaciones no preciosas.....118-119	Fullflex60	Nuevo.....20	Sidia-Mini-Flex37
Artículos para trabajar	Gel de duplicación.....100	Okklamat99	Silco-Pol85
cerámica121-129	Goat Fix.....78	Okklean®132	Smart Fox sistema de mandril74-75
Artículos para trabajar yeso96-99	Golden Devil.....66	Okklu-Fin30	Soft Liner.....26
Bandejas de cerámica127-129	Golden-Macro14	Okkluflex.....107-108	Soldadura120
Bebederos en forma de pera106	Golden-Micro18	Okklu-Point26	Soldur®120
Bibur19	Golden-Quattro15	Okklu-Star30	Spiroflex55
Biodur® Soft.....118	Golden-Strato.....14	Orovest.....116	Spray de oclusión132
Cepillo de alambre de acero.....69	Golden-Turbo14	Palapol83	Spray de separación117
Cepillo de pelo de cabra.....78	Herramienta para calibrar87	Pasta para pulir130	Spray de silicona96
Cepillos para pulir81-82	High-Tech67	Pasta para soldar protectora	Spray diamante130
Cera104-106	Hilos de cera105	contra calor131	Spray Kera-Sep.....117
Cera de inmersión103	Hydroflex65	Perfocut.....56, 61	Spray Telescan133
Cera Stick-on.....105	Hypofix-Alpha82	Pernos128-129	Star.....23
Circo-Flex56	Hypofix-Beta82	Piedras para limpiar36	Strato15
Circolux38-39	Hypofix-Delta79	Piezas auxiliares de cera	Super-Flexiflex®59
Circone92	Hypofix-Gamma79	para modelaje.....109-110	Supershiny.....79
Circool Lab38-39	Hypofix-Polyacryl.....81	Pinbur.....23	Super-Star.....23
Circopol Lab39	Instrumento de vidrio124	Pincel de alambre.....69	Super-Tech.....21
Circotrim41	Instrumento para fisuras124	Pinceles cerámica.....121-123	Superturbo33
Cono-Disc.....62	Instrumentos especiales69-70	Pinfix45	Tallador para acabado periférico45
Cross-Cutter9	Instrumentos para modelar101-102	Plastodur97	Tallador para hito de colado.....47
Crown Master134	Instrumentos para pulir78-80	Plastrim96	Talladores de diamante
Crowny.....126	Instrumentos para zirconio38-44	Plastro.....67	galvánicos PM.....48-54
Cutflex.....58	Isofix97	Plasturbo47	Techno.....57
Desburbujeador.....103	Kera-Brush.....121	Plexoflex.....58, 61	Técnica de fresado88-92
Diadur®119	Kera-Grip.....125	Polli86	Técnica de fundición115-120
Diafix®80	Kerahandy124	Polo86	Teleskofix126
Diamantes FG para zirconio40	Keraknife124	Polyflex.....56	Teleskogrip126
Diamantes PM para zirconio40	Keramo20	Preformas de ganchos de cera111	Tenazas125-126
Diamantes sinterizados32-36	Kera-Set Tray127-128	Pulidores especiales83-87	Titano22
Diavest Turbo.....116	Kit de zirconio44	Quatt-Cutter.....9	Titanopol87
Discos cortadores de yeso67-68	Laserflex.....58	Quattro11-13	Top Glaze85-86
Discos de diamante.....55-65	Limpiador naranja131	Quattro-Twin15	Top-Flex.....64
Discos de diamante flexibles.....55-65	Líquido de expansión116	Quick Fix® sistema de mandril71-73	TopGlue.....96
Discos de diamante sinterizado.....37	Macro9-10, 34, 37	Rapido-Cut.....62	Toro-Flex63
Discos galvanizados sinterizados37	Macronom.....16	Rebase99	Toto-Flex.....59, 62
Discos separadores65-66	Mandriles70	Reductores70	Transoflex.....57
Double Action.....64	Marcador de textura130	Retendo.....45	Tri-Bur9
Durolan97-99	Matro19	Revestimientos.....115-116	Tricutter9
Duro-Pol83	Micro.....16-18, 34-35, 37	Rigidisc.....61	Tri-Flex.....56
Ergonom.....16	Milli-Micron19-20, 36	Rotodisc60	Turbo9, 33
Espaciador97-99	Millipol89	Sabelking84	Turbo talladores diamantados47
Firmoflex55	Minidisc.....64	Sensoflex.....58	Ultra-Micron20
Fleecetech80	Mini-Flex64	Sepaflex®40, 56	Unifix.....78
Flexiflex®63	Mini-Tri.....9	Set trabajar disilicato de litio.....55	Uni-Pol84
Fluxur119	Mini-Tri Zir.....41	Sets de elaboración.....135-137	Upofix® pulidores universales.....76-78
Fresa perforadora26		Shark discs65-66	VestoFix®115
			Yeso93-95

Index

page	page	page	page
Agent tensio-actif silicone et cire 103	Fraises diamantées	Minidisc 64	Sensoflex 58
Alliages non-précieux 118-119	galvanisées PM 48-54	Mini-Flex 64	Sepaflex® 40, 56
Attachements 112-114	Fraises en carbure Blue Star® 24-25	Mini-Tri 9	Set d'instruments pour
Bibur 19	Fraises Implantan 92	Mini-Tri Zir 41	lithium disilicate 55
Biodur® Soft 118	Fraises pour la cire 88, 91	Modelation des faces	Sets de travail 135-137
Brasure 120	Fullflex 60	occlusales 107-108	Shark discs 65-66
Brosse en poils de chèvre 78	Gélatine de duplication 100	Multipol 84-85	Sharkies 42-43
Brosse fil d'acier 69	Goat Fix 78	Nettoyant orange 131	SIDIA® 31-37
Brosses de polissage 81-82	Golden Devil 66	Niadur® 118	Sidia-Flex 37
Circo-Flex 56	Golden-Macro 14	Nuevo 20	Sidiaflex Gold 41
Circolux 38-39	Golden-Micro 18	Okklamat 99	Sidia-Mini-Flex 37
Circone 92	Golden-Quattro 15	Okklean® 132	Silco-Pol 85
Circool Lab 38-39	Golden-Strato 14	Okklu-Fin 30	Smart Fox mandrins 74-75
Circopol Lab 39	Golden-Turbo 14	Okkluflex 107-108	Soft Liner 26
Circotrim 41	High-Tech 67	Okklu-Point 26	Soldur® 120
Cire 104-106	Hydroflex 65	Okklu-Star 30	Spiroflex 55
Cire de colle 105	Hypofix-Alpha 82	Orovest 116	Spray diamant 130
Cire Flexidip 103	Hypofix-Beta 82	Outil de dégauchissage 87	Spray d'occlusion 132
Cire pour immersion 103	Hypofix-Delta 79	Palapol 83	Spray Kera-Sep 117
Colle adhésive 117	Hypofix-Gamma 79	Pâte à polir 130	Spray séparateur 117
Cono-Disc 62	Hypofix-Polyacryl 81	Pâte de protection soudage 131	Spray silicone 96
Crochets en cire 111	Instrument en verre 124	Perfocut 56, 61	Spray Telescan 133
Cross-Cutter 9	Instrument pour fissures 124	Pierre à nettoyer 36	Star 23
Crown Master 134	Instruments de modelage 101-102	Pinbur 23	Strato 15
Crowny 126	Instruments de polissage 78-80	Pinceau fil d'acier 69	Super-Flexiflex® 59
Cutflex 58	Instruments pour travailler	Pinceaux céramique 121-123	Supershiny 79
Diadur® 119	la céramique 121-129	Pinces 125-126	Super-Star 23
Diafix® 80	Instruments pour travailler	Pinfix 45	Super-Tech 21
Diamants FG pour zircon 40	le plâtre 96-99	Plastodur 97	Superturbo 33
Diamants frittés 32-36	Instruments pour zircon 38-44	Plastrim 96	Technique de coulée 115-120
Diamants PM pour zircon 40	Instruments spéciaux 69-70	Plastro 67	Technique de fraisage 88-92
Diavest Turbo 116	Isofix 97	Plasturbo 47	Techno 57
Disques diamantés flexibles 55-65	Isolant 97	Plateaux céramiques 127-129	Teleskofix 126
Disques diamantés frittés 37	Kera-Brush 121	Plâtre 93-95	Teleskogrip 126
Disques galvaniques frittés 37	Kera-Grip 125	Plexoflex 58, 61	Tenons 128-129
Disques plâtre 67-68	Kerahandy 124	Poires de coulée 106	Titano 22
Disques séparateurs 65-66	Keraknife 124	Polissoirs spéciaux 83-87	Titanopol 87
Double Action 64	Keramio 20	Polli 86	Top Glaze 85-86
Durolan 97-99	Kera-Set Tray 127-128	Polo 86	Top-Flex 64
Duro-Pol 83	Kit zircon 44	Polyflex 56	TopGlue 96
Eléments auxiliaires cire 109-110	Laque modèle 97-99	Quatt-Cutter 9	Toro-Flex 63
Ergonom 16	Laserflex 58	Quattro 11-13	Toto-Flex 59, 62
Fil laser 120	Liquide d'expansion 116	Quattro-Twin 15	Transoflex 57
Fils de cire 105	Macro 9-10, 34, 37	Quick Fix® mandrins 71-73	Tri-Bur 9
Finisseur de coulée 47	Macronom 16	Rapido-Cut 62	Tricutter 9
Finisseur périphérique 45	Mandrins 70	Rebasage 99	Tri-Flex 56
Firmoflex 55	Marqueur de texture 130	Réducteurs 70	Turbo 9, 33
Fleecetech 80	Matro 19	Retendo 45	Ultra-Micron 20
Flexiflex® 63	Meulettes diamantées Turbo 47	Revêtements 115-116	Unifix 78
Flux pour coulée 119	Micro 16-18, 34-35, 37	Rigidisc 61	Uni-Pol 84
Foret matriciel 26	Milli-Micron 19-20, 36	Rotodisc 60	Upofix® polissoirs universels 76-78
Fraises carbure de tungstène 8-30	Millipol 89	Sabelking 84	Vestofix® 115

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]



DFS Diamon GmbH
Ländenstrasse 1
D-93339 Riedenburg
Phone: +49-9442-9189-0
Fax: +49-9442-9189-37
E-Mail: info@dfs-diamon.de
Web: <https://dfs-diamon.de>